

# راهنمای کیت EGFR RQ

کیت EGFR RQ جهت بررسی ۳۴ نوع جهش سوماتیک در انکوژن EGFR با استفاده از دستگاه Real-Time PCR طراحی شده است. این کیت مخصوص مصارف تحقیقاتی است.

توجه: لطفا پیش از استفاده از این راهنما، دفترچه ی کیت به دقت مطالعه شود.  
این راهنمای خلاصه، جایگزینی برای دفترچه کیت نخواهد بود.

محتویات کیت: این کیت شامل یک دفترچه راهنما و موارد زیر می باشد.

برچسب	محتوا	تعداد	حجم
EGFR Ctrl Mix	میکس PCR برای کنترل کیفی DNA	۲	۴۸۰ میکرولیتر
G719X Mix	میکس PCR برای بررسی جهش G719A، G719C و G719S	۱	۴۸۰ میکرولیتر
19Del Mix	میکس PCR برای بررسی Exon 19 Deletions	۱	۴۸۰ میکرولیتر
20Ins Mix	میکس PCR برای بررسی Exon 20 Insertions	۱	۴۸۰ میکرولیتر
S768I Mix	میکس PCR برای بررسی جهش S768I	۱	۴۸۰ میکرولیتر
T790M Mix	میکس PCR برای بررسی جهش T790M	۱	۴۸۰ میکرولیتر
L858R Mix	میکس PCR برای بررسی جهش L858R	۱	۴۸۰ میکرولیتر
L861Q Mix	میکس PCR برای بررسی جهش L861Q	۱	۴۸۰ میکرولیتر
EGFR Pos	شاهد مثبت	۱	۲۵۰ میکرولیتر
EGFR Neg	شاهد منفی	۱	۲۵۰ میکرولیتر
Water	آب مخصوص PCR	۱	۲۰۰ میکرولیتر

تمامی مواد کیت باید در دمای ۲۰ درجه زیر صفر حمل و نگهداری شوند.

**روش کار:** پیش از بررسی نمونه برای وجود جهش های EGFR، ابتدا باید از کیفیت DNA استخراج شده از نمونه بیمار اطمینان یافت و در صورتی که نتایج در محدوده مطلوب باشد آنگاه، آزمایش دوم که بررسی جهش های ژن EGFR می باشد انجام خواهد شد. در نظر داشته باشید نمونه استخراج شده باید حاوی ۱۰ الی ۵۰ نانوگرم DNA در هر میکرولیتر باشد.

**بررسی کیفیت DNA نمونه:** تعداد مورد نیاز میکروتیوب را بر روی بلوک سرد بگذارید. در این سری، علاوه بر یک میکروتیوب برای نمونه هر بیمار، دو میکروتیوب دیگر برای شاهد منفی و نمونه آب در نظر بگیرید.

**به هر میکروتیوب، ابتدا ۲۰ میکرولیتر از Ctrl Mix و سپس ۵ میکرولیتر از DNA نمونه، شاهد مثبت، شاهد منفی و آب اضافه کنید.**

درپوش میکروتیوب ها را ببندید. سپس آن ها را مطابق شماره ها داخل دستگاه قرار دهید.

**تنظیم دستگاه:** برای تنظیم دستگاه Real-Time PCR می توانید دستگاه را مطابق برنامه زیر تنظیم نمایید. در صورتی که از دستگاه Rotor-Gene و یا StepOne استفاده می کنید، می توانید از فایل تمپلیت در لوح فشرده همراه کیت استفاده نمایید.

Step	Temperature and time	Cycles
1	95°C x 3 min	1
2	95°C x 15 sec	45
	60°C x 60 sec	

اندازه گیری تابش فلورسانس باید در دمای ۶۰ درجه و در کانال های سبز (FAM) و زرد (VIC) تنظیم شود. میکس های کیت حاوی ROX می باشند. غلظت نهایی ROX در واکنش 300 nM می باشد.

**آنالیز نتایج بررسی کیفیت DNA نمونه:** تحلیل نتایج آزمایش کنترل کیفیت DNA بیمار در دو مرحله انجام می‌شود. در مرحله نخست باید اطمینان یافت که آزمایش از نظر کیفی به نحو مطلوب انجام شده است و سپس می‌توان نتایج نمونه بیمار را آنالیز نمود.

**الف- بررسی شاهد منفی:** توجه داشته باشید نمونه بیمار تنها زمانی قابل بررسی خواهد بود که نمونه‌ها دارای شرایط مندرج در جدول ابتدای صفحه ۳ باشند. در غیر این صورت، آزمایش غیر معتبر بوده و کلیه نتایج فاقد ارزش می‌باشد.

VIC/Yellow	FAM/Green	نمونه
Pos (CT 27-33)	Neg	آب/NTC
Pos (CT 27-33)	Pos (CT 23-28)	شاهد منفی

**ب- بررسی نمونه بیمار:** در صورتی که کیفیت نمونه مورد تایید باشد، آنگاه مطابق جدول زیر، نتایج را تفسیر کنید:

	FAM/Green	VIC/Yellow	Result
1	+ CT: 22-30	+ CT: 27-33	Valid
2	+ CT<22	+ CT: 27-33	Sample dilution
3	+ CT>30	+ CT: 27-33	Invalid
4	+ CT: 22-30	+ CT>33	Invalid

پس از بررسی کیفیت DNA نمونه و تحلیل داده‌ها و در موارد لازم، اعمال تغییر در غلظت نمونه‌ها، بررسی جهش‌های EGFR انجام می‌شود.

**بررسی جهش های EGFR:** برای بررسی جهش های EGFR، هر نمونه باید با هشت میکس آزمایش شود. در این آزمایش ۳۴ جهش ژن EGFR با هفت میکس موجود در کیت، هر کدام در یک میکروتیوب جداگانه بررسی می شوند. علاوه بر هفت میکروتیوب مذکور، یک میکروتیوب نیز به بررسی نمونه با میکس کنترل اختصاص می یابد. تصویر زیر نحوه چیدمان برای بررسی سه نمونه بیمار را نشان می دهد.

		5ul Pos Ctrl in each tube	5ul Neg Ctrl in each tube	5ul water in each tube	5ul Sample 1 in each tube	5ul Sample 2 in each tube	5ul Sample 3 in each tube
		A	B	C	D	E	F
20ul EGFR Ctrl Mix in each tube	1	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
20ul G719X Mix in each tube	2	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
20ul 19Del Mix in each tube	3	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange
20ul 20Ins Mix in each tube	4	Green	Green	Green	Green	Green	Green
20ul S768I Mix in each tube	5	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown	Brown
20ul T790M Mix in each tube	6	Black	Black	Black	Black	Black	Black
20ul L858R Mix in each tube	7	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple	Purple
20ul L861Q Mix in each tube	8	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink	Pink

به هر یک از میکروتیوب های ردیف اول ۲۰ میکرولیتر از **EGFR Ctrl Mix** اضافه کنید.

به هر یک از میکروتیوب های ردیف دوم ۲۰ میکرولیتر از **G719X Mix** اضافه کنید.

به هر یک از میکروتیوب های ردیف سوم ۲۰ میکرولیتر از **19Del Mix** اضافه کنید.

به هر یک از میکروتیوبهای ردیف چهارم ۲۰ میکرولیتر از **20Ins Mix** اضافه کنید.

به هر یک از میکروتیوبهای ردیف پنجم ۲۰ میکرولیتر از **S768I Mix** اضافه کنید.

به هر یک از میکروتیوبهای ردیف ششم ۲۰ میکرولیتر از **T790M Mix** اضافه کنید.

به هر یک از میکروتیوبهای ردیف هفتم ۲۰ میکرولیتر از **L858R Mix** اضافه کنید.


به هر یک از میکروتیوبهای ردیف هشتم ۲۰ میکرولیتر از **L861Q Mix** اضافه کنید.

سپس ۵ میکرولیتر از **شاهد**، آب و DNA استخراج شده، به هر میکروتیوب اضافه کنید. به این منظور ستون اول را برای شاهد مثبت، ستون دوم و سوم را برای شاهد منفی و آب و ستون های بعدی را برای نمونه های بیماران در نظر بگیرید.

درپوش میکروتیوب ها را ببندید، سپس آن ها را مطابق شماره ها داخل دستگاه قرار دهید. دستگاه را مطابق جدول در قسمت "تنظیم دستگاه" تنظیم نمایید.

**آنالیز نتایج برای جهش های EGFR:** تحلیل نتایج آزمایش جهش های EGFR در دو مرحله انجام می شود.

**الف - کنترل کیفی آزمایش:** ابتدا آزمایش به لحاظ کیفی مطابق نمودار زیر ارزیابی می شود. سپس می توان نتایج نمونه ی بیمار را تفسیر کرد.



ب- تحلیل نتایج بررسی جهش های EGFR: برای نمونه هایی که CT آنها با میکس اختصاصی در کانال سبز بین ۲۰ تا ۴۰ باشد، با توجه به معادله زیر، میزان  $\Delta CT$  را محاسبه کرده و نتایج CT و  $\Delta CT$  را با جدول زیر مقایسه نمایید.

$$\Delta CT = \text{Mutation Mix CT} - \text{Control Mix CT}$$

در صورتی که نمونه در محدوده قابل قبول باشد دارای جهش و مثبت است.

نتیجه گیری	$\Delta CT$ نمونه	CT نمونه	میکس EGFR
برای جهش های G719A/ منفی G719S/ G719C	-	>۴۰	G719X Mix
برای جهش های G719A/ منفی G719S/ G719C	>۷/۴	۴۰-۲۰	
برای جهش های G719A/ مثبت G719S/ G719C	≤۷/۴	۴۰-۲۰	
برای Exon 19 Deletions منفی	-	>۴۰	19Del Mix
برای Exon 19 Deletions منفی	>۷/۵	۴۰-۲۰	
برای Exon 19 Deletions مثبت	≤۷/۵	۴۰-۲۰	
برای Exon 20 Insertions منفی	-	>۴۰	20Ins Mix
برای Exon 20 Insertions منفی	>۶/۹	۴۰-۲۰	
برای Exon 20 Insertions مثبت	≤۶/۹	۴۰-۲۰	
برای جهش S768I منفی	-	>۴۰	S768I Mix
برای جهش S768I منفی	>۱۰/۳	۴۰-۲۰	
برای جهش S768I مثبت	≤۱۰/۳	۴۰-۲۰	
برای جهش T790M منفی	-	>۴۰	T790M Mix
برای جهش T790M منفی	>۸/۲	۴۰-۲۰	
برای جهش T790M مثبت	≤۸/۲	۴۰-۲۰	
برای جهش L858R منفی	-	>۴۰	L858R Mix

برای جهش L858R منفی	$>10/2$	۴۰-۲۰	
برای جهش L858R مثبت	$\leq 10/2$	۴۰-۲۰	
برای جهش L861Q منفی	-	$>40$	L861Q Mix
برای جهش L861Q منفی	$>10$	۴۰-۲۰	
برای جهش L861Q مثبت	$\leq 10$	۴۰-۲۰	

**میزان حساسیت:** حساسیت تشخیصی این کیت در صورتی که CT نمونه در کانال سبز با میکس کنترل بین ۲۲ تا ۲۷ باشد، با توجه به نوع جهش بین ۱٪ تا ۸٪ می‌باشد.

### توضیحات برچسب:

دستورالعمل برای استفاده را بررسی نمایید		تولید کننده		جهت مصارف پژوهشی	RUO
تاریخ انقضاء		تعداد $<n>$ آزمون کافی		کدبهر (شماره بچ)	LOT
محدوده دمایی	 $-30^{\circ}\text{C}$ to $+10^{\circ}\text{C}$	شماره سریال	SN	شماره کاتالوگ	REF

جهت توضیحات بیشتر در مورد کیت‌های نوین ژن، دریافت فایل کامل دفترچه راهنمای کیت و فایل تمپلیت برای تنظیم دستگاه و آشنایی با نمایندگان فروش، به وبسایت ما به نشانی [www.novingene.com](http://www.novingene.com) مراجعه فرمایید یا QR Code موجود بر روی جعبه کیت را اسکن نمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با پشتیبانی فنی تماس بگیرید.



