

راهنمای کیت NRAS RQ

کیت NRAS RQ جهت بررسی جهش در کدون های ۱۲، ۱۳، ۵۹ و ۶۱ در ژن NRAS با استفاده از دستگاه Rotor-Gene و StepOne طراحی شده است. این کیت مخصوص مصارف تحقیقاتی است.

توجه: لطفا پیش از استفاده از این راهنما، دفترچه ی کیت به دقت مطالعه شود.
این راهنمای خلاصه، جایگزینی برای دفترچه کیت نخواهد بود.

محتویات کیت: این کیت شامل یک دفترچه راهنما و موارد زیر می باشد:

| برچسب | محتوا | تعداد | حجم |
|----------|------------------------------|-------|---------------|
| Ctrl Mix | میکس PCR برای کنترل کیفی تست | ۲ | ۴۸۰ میکرولیتر |
| G12 Mix | میکس PCR برای بررسی جهش G12 | ۱ | ۴۸۰ میکرولیتر |
| G13 Mix | میکس PCR برای بررسی جهش G13 | ۱ | ۴۸۰ میکرولیتر |
| A59D Mix | میکس PCR برای بررسی جهش A59D | ۱ | ۴۸۰ میکرولیتر |
| Q61H Mix | میکس PCR برای بررسی جهش Q61H | ۱ | ۴۸۰ میکرولیتر |
| Q61K Mix | میکس PCR برای بررسی جهش Q61K | ۱ | ۴۸۰ میکرولیتر |
| Q61L Mix | میکس PCR برای بررسی جهش Q61L | ۱ | ۴۸۰ میکرولیتر |
| Q61R Mix | میکس PCR برای بررسی جهش Q61R | ۱ | ۴۸۰ میکرولیتر |
| NRAS Pos | شاهد مثبت | ۱ | ۲۵۰ میکرولیتر |
| NRAS Neg | شاهد منفی | ۱ | ۲۵۰ میکرولیتر |
| Water | آب مخصوص PCR | ۱ | ۲۰۰ میکرولیتر |

تمامی مواد کیت باید در دمای ۲۰ درجه زیر صفر حمل و نگهداری شوند.

روش کار: پیش از بررسی نمونه برای وجود جهش های NRAS، ابتدا باید از کیفیت DNA استخراج شده از نمونه بیمار اطمینان یافت و در صورتی که نتایج در محدوده مطلوب باشد آنگاه، آزمایش دوم که بررسی جهش های ژن NRAS می باشد انجام خواهد شد.

بررسی کیفیت DNA نمونه: تعداد مورد نیاز میکروتیوب را بر روی بلوک سرد بگذارید. در این سری، علاوه بر یک میکروتیوب برای نمونه هر بیمار، دو میکروتیوب دیگر برای شاهد مثبت و نمونه آب در نظر بگیرید.

به هر میکروتیوب، ابتدا ۲۰ میکرولیتر از **Ctrl Mix** و سپس ۵ میکرولیتر از **DNA** نمونه، شاهد مثبت و آب اضافه کنید و درپوش میکروتیوب ها را ببندید. سپس آن ها را مطابق شماره ها داخل دستگاه قرار دهید.

تنظیم دستگاه: برای تنظیم دستگاه Rotor-Gene و StepOne از فایل تمپلیت مخصوص این کیت استفاده کنید. همچنین می توانید دستگاه را مطابق برنامه زیر تنظیم نمایید:

| Step | Temperature and time | Cycles |
|------|----------------------|--------|
| 1 | 95°C x 3 min | 1 |
| 2 | 95°C x 15 sec | 45 |
| | 60°C x 60 sec | |

اندازه گیری تابش فلورسانس باید در دمای ۶۰ درجه و در کانال های سبز (FAM/Green) و زرد (VIC/Yellow) تنظیم شود. میکس های کیت حاوی ROX می باشند. غلظت نهایی ROX در واکنش ۳۰۰ nM می باشد.

آنالیز نتایج بررسی کیفیت DNA نمونه: تحلیل نتایج آزمایش کنترل کیفیت DNA بیمار در دو مرحله انجام می شود. در مرحله نخست باید اطمینان یافت که آزمایش از نظر کیفی به نحو مطلوب انجام شده است و سپس می توان نتایج نمونه بیمار را آنالیز نمود.

الف- بررسی شاهد مثبت و منفی: توجه داشته باشید نمونه بیمار تنها زمانی قابل بررسی خواهد بود که نمونه های شاهد دارای شرایط مندرج در جدول ابتدای صفحه ۳ باشند. در غیر این صورت، آزمایش غیر معتبر بوده و کلیه نتایج فاقد ارزش می باشد.

| | | |
|----------------|----------------|-------------------|
| کانال سبز | کانال زرد | نمونه |
| Neg | Pos (CT 28-31) | شاهد منفی (آب) |
| Pos (CT 24-28) | Pos (CT 28-31) | شاهد مثبت |


ب- بررسی نمونه بیمار: در صورتی که کیفیت نمونه مورد تایید باشد، آنگاه مطابق جدول زیر، نتایج را تفسیر کنید:

| | FAM/Green | VIC/Yellow | Result |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | + CT: 22-28 | + CT: 27-33 | Valid |
| 2 | + CT<22 | + CT: 27-33 | Sample dilution |
| 3 | + CT>28 | + CT: 27-33 | Invalid |
| 4 | + CT: 22-28 | + CT>33 | Invalid |

پس از بررسی کیفیت DNA نمونه و تحلیل داده ها و در موارد لازم، اعمال تغییر در غلظت نمونه ها، بررسی جهش های NRAS انجام می شود.

بررسی جهش های NRAS: برای بررسی جهش های NRAS، هر نمونه باید با هشت میکس آزمایش شود. در این آزمایش هفت جهش ژن NRAS هر کدام در یک میکروتیوب جداگانه با یکی از میکس های اختصاصی NRAS بررسی می شوند. علاوه بر هفت

میکروتیوب مذکور، یک میکروتیوب نیز به بررسی نمونه با میکس کنترل اختصاص می‌یابد. تصویر زیر نحوه چیدمان برای بررسی سه نمونه بیمار را نشان می‌دهد.



به هر یک از میکروتیوب های ردیف یک تا هشت، ۲۰ میکرولیتر از میکس های زیر به ترتیب ذکر شده اضافه شود.


ردیف اول **Ctrl Mix**، ردیف دوم **G12 Mix**، ردیف سوم **G13 Mix**، ردیف چهارم **A59D Mix**، ردیف پنجم **Q61H Mix**، ردیف ششم **Q61K Mix**، ردیف هفتم **Q61L Mix** و به ردیف هشتم ۲۰ میکرولیتر از **Q61R Mix** اضافه کنید.

سپس ۵ میکرولیتر از DNA استخراج شده، **شاهد** یا آب به هر میکروتیوب اضافه کنید. به این منظور سری اول را برای شاهد مثبت، سری دوم را برای آب و سری های بعدی را برای نمونه های بیماران در نظر بگیرید.

در پوش میکروتیوب ها را ببندید، سپس آن ها را مطابق شماره ها داخل دستگاه قرار دهید.
دستگاه را مطابق جدول در قسمت "تنظیم دستگاه" تنظیم نمائید.

آنالیز نتایج برای جهش های NRAS: تحلیل نتایج آزمایش جهش های NRAS در دو مرحله انجام می شود.

الف - کنترل کیفی آزمایش: ابتدا آزمایش به لحاظ کیفی مطابق نمودار زیر ارزیابی می شود. سپس می توان نتایج نمونه ی بیمار را تفسیر کرد.



ب- تحلیل نتایج بررسی جهش های **NRAS**: برای نمونه هایی که CT آنها با میکس اختصاصی در کانال سبز بین ۲۰ تا ۴۰ باشد، با توجه به معادله زیر، میزان ΔCT را محاسبه کرده و نتایج CT و ΔCT را با جدول زیر مقایسه نمایید.

$$\Delta CT = \text{Mutation Mix CT} - \text{Control Mix CT}$$

در صورتی که نمونه در محدوده قابل قبول باشد دارای جهش و مثبت است.
 نکته: در صورتی که یک نمونه برای بیش از یک میکس NRAS دارای ΔCT قابل قبول باشد، نمونه در واکنشی که کوچک ترین ΔCT را دارد مثبت است و برای سایر جهش ها منفی خواهد بود.

| نتیجه گیری | ΔCT نمونه در StepOne | ΔCT نمونه در RotorGene | CT نمونه | میکس NRAS |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| برای جهش G12 منفی | - | - | >۴۰ | G12 Mix |
| برای جهش G12 منفی | >۷/۴ | >۷/۴ | ۴۰-۲۰ | |
| برای جهش G12 مثبت | ≤۷/۴ | ≤۷/۴ | ۴۰-۲۰ | |
| برای جهش G13 منفی | - | - | >۴۰ | G13 Mix |
| برای جهش G13 منفی | >۱۱/۸ | >۱۱/۲ | ۴۰-۲۰ | |
| برای جهش G13 مثبت | ≤۱۱/۸ | ≤۱۱/۲ | ۴۰-۲۰ | |
| برای جهش A59D منفی | - | - | >۴۰ | A59D Mix |
| برای جهش A59D منفی | >۹/۷ | >۸/۴ | ۴۰-۲۰ | |
| برای جهش A59D مثبت | ≤۹/۷ | ≤۸/۴ | ۴۰-۲۰ | |
| برای جهش Q61H منفی | - | - | >۴۰ | Q61H Mix |
| برای جهش Q61H منفی | >۱۰/۲ | >۸ | ۴۰-۲۰ | |
| برای جهش Q61H مثبت | ≤۱۰/۲ | ≤۸ | ۴۰-۲۰ | |
| برای جهش Q61K منفی | - | - | >۴۰ | Q61K Mix |
| برای جهش Q61K منفی | >۱۰/۹ | >۹/۶ | ۴۰-۲۰ | |
| برای جهش Q61K مثبت | ≤۱۰/۹ | ≤۹/۶ | ۴۰-۲۰ | |

| | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------------|
| برای جهش Q61L منفی | - | - | >۴۰ | Q61L Mix |
| برای جهش Q61L منفی | >۱۲/۸ | >۱۲/۴ | ۴۰-۲۰ | |
| برای جهش Q61L مثبت | ≤۱۲/۸ | ≤۱۲/۴ | ۴۰-۲۰ | |
| برای جهش Q61R منفی | - | - | >۴۰ | Q61R Mix |
| برای جهش Q61R منفی | >۱۲/۸ | >۱۲/۴ | ۴۰-۲۰ | |
| برای جهش Q61R مثبت | ≤۱۲/۸ | ≤۱۲/۴ | ۴۰-۲۰ | |

میزان حساسیت: حساسیت تشخیصی این کیت در صورتی که CT نمونه در کانال سبز با میکس کنترل بین ۲۲ تا ۲۷ باشد، بین ۰/۵ تا ۱/۲ درصد می باشد. (جهت اطلاعات بیشتر لطفا به دفترچه راهنمای کامل رجوع نمایید).

برای توضیحات بیشتر و کسب اطلاع در مورد کیت های جدید نوین ژن، دریافت فایل کامل دفترچه راهنمای کیت و فایل تمپلیت برای تنظیم دستگاه به وبسایت ما به نشانی www.novingene.com مراجعه فرمایید یا با پشتیبانی تماس بگیرید. همچنین از طریق این وب سایت می توانید با نمایندگی های فروش ما آشنا شوید.