

راهنمای کیت

Flu-RSV RQ

پاییز ۱۴۰۴، ویرایش ۱/۱

جهت تشخیص RNA ویروس های Influenza A, Influenza B, RSV
به روش Multiplex Real-Time RT-PCR
جهت کار با دستگاه Rotor-Gene و MIC
مخصوص تحقیقات

Σ 24 (Cat# Flu-RSVRQ24)

Σ 48 (Cat# Flu-RSVRQ48)


Σ 96 (Cat# Flu-RSVRQ96)

HB NG-WI-ASL-39-101

RUO

شرکت نوین ژن پارس ویرا

تهران، خیابان ایرانشهر، پلاک ۵. کد پستی: ۱۵۸۱۶۳۳۳۳۶



فهرست مندرجات:

۱. مقدمه.....	۳
۲. حیطه کاربرد.....	۳
۳. اطلاعات زمینه ای.....	۳
۴. اساس آزمایش.....	۴
۵. محتویات کیت.....	۴
۶. مدل های بسته بندی.....	۴
۷. شرایط نگهداری و حمل و نقل کیت.....	۵
۸. محدودیت کاربرد.....	۵
۹. سایر موارد مورد نیاز.....	۵
۱۰. احتیاط و نکات لازم.....	۶
۱۱. نمونه مناسب و شرایط نگهداری و انتقال آن.....	۷
۱۲. کنترل داخلی.....	۷
۱۳. استخراج RNA.....	۸
۱۴. دستور کار RT-PCR و مراحل آزمایش.....	۸
۱۵. دستگاه ها و نرم افزارها.....	۹
۱۶. تنظیم دستگاه Rotor-Gene.....	۹
۱۷. تنظیم سایر دستگاه ها.....	۱۱
۱۸. تحلیل نتایج Rotor-Gene.....	۱۲

۱۹.	میزان حساسیت.....	۱۵
۲۰.	روش امحاء.....	۱۵
۲۱.	پشتیبانی فنی.....	۱۶
۲۲.	اطلاعات تماس.....	۱۶
۲۳.	منابع.....	۱۶
۲۴.	توضیحات برچسب.....	۱۷

۱. مقدمه

کیت Flu-RSV RQ جهت تشخیص RNA ویروس‌های انفلونزا A و انفلونزا B و Real-time RT-PCR (Respiratory Syncytial Virus RSV) به روش Multiplex طراحی شده است. در این روش، RNA ویروس به کمک پرایمرها و پروب اختصاصی شناسایی می‌شود. همچنین میکس این کیت حاوی سری دیگری از پرایمرها و پروب جهت شناسایی ژن RNase P به عنوان کنترل داخلی می‌باشد. کنترل داخلی از گزارش منفی کاذب ناشی از استخراج نامناسب و یا مهار PCR جلوگیری می‌کند. این کیت جهت مصارف تحقیقاتی کاربرد دارد.

۲. حیطه کاربرد

کیت حاضر امکان بررسی نمونه بیمار، جهت تشخیص انفلونزا A, B و RSV را به روش Multiplex Real-Time RT-PCR فراهم می‌کند. همچنین ژن RNase P نیز به عنوان کنترل داخلی استفاده شده است. این کیت جهت استفاده با دستگاه Rotor-Gene و MIC طراحی شده است.

۳. اطلاعات زمینه‌ای

ویروس‌های انفلونزا A و انفلونزا B هر دو از خانواده اورتومیکسو ویروس‌ها (Orthomyxoviridae) بوده و حاوی ژنوم تک رشته‌ای RNA با پوشش لیپیدی می‌باشند. هر دو ویروس منجر به همه‌گیری فصلی انفلونزا می‌شوند، گرچه ویروس انفلونزا A نقش بیشتری دارد و می‌تواند باعث همه‌گیری جهانی یا پاندمی نیز بشود. ویروس RSV یا Respiratory Syncytial Virus عمدتاً باعث عفونت قسمت‌های پایین تر دستگاه تنفسی می‌شود و علائمی مشابه سرماخوردگی خفیف ایجاد می‌کند. با این وجود این ویروس می‌تواند عامل عفونت‌های شدید نیز باشد.

۴. اساس آزمایش

در این کیت، شناسایی عامل عفونی با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمرز Polymerase Chain Reaction/PCR انجام می‌شود. طی این واکنش بخشی از ژنوم عامل عفونی با استفاده از پرایمرهای اختصاصی شناسایی و تکثیر می‌شود. در روش Real-Time PCR توالی تکثیر شده با استفاده از پروب‌های فلورسنت قابل تشخیص می‌گردد. بنابراین، با بررسی میزان فلورسنت در طی واکنش می‌توان وجود عامل عفونی را در نمونه تشخیص داد، بدون آنکه پس از پایان واکنش نیاز به انجام مراحل بعدی باشد. با توجه به اینکه در این روش نیازی به بررسی محصول واکنش با روش‌هایی مشابه الکتروفورز وجود ندارد، امکان ایجاد آلودگی نیز به لحاظ تئوری وجود نخواهد داشت.

۵. محتویات کیت

این کیت شامل یک دفترچه راهنما، یک فلش کارت و مواد زیر می‌باشد:

برچسب	محتوا	حجم
Flu-RSV Mix	میکس RT-PCR*	۳۶۰ میکرولیتر
Pos Ctrl	شاهد مثبت	۱۰۰ میکرولیتر
Water	آب مخصوص PCR	۲۰۰ میکرولیتر

* ۱، ۲، ۴ عدد، به ترتیب برای کیت‌های ۲۴، ۴۸ و ۹۶ واکنشی

۶. مدل‌های بسته بندی

کیت در قالب‌های بیست و چهار، چهل و هشت، و نود و شش واکنش بیست و پنج میکرولیتری در دسترس می‌باشد.

۷. شرایط نگهداری و حمل و نقل کیت

تمامی مواد کیت باید در دمای ۲۰- درجه زیر صفر حمل و نگهداری شوند. در این صورت این مواد تا پایان زمان انقضا کیت که روی کیت و نیز روی هر لوله درج شده است پایدار و قابل استفاده می باشند. از ذوب و انجماد مکرر محتویات کیت بیش از سه بار خودداری کنید زیرا باعث کاهش حساسیت و عدم کارایی آن ها می شود. همچنین برای حمل و نقل کیت از یخ خشک استفاده نمایید.

۸. محدودیت کاربرد

- این کیت تنها برای استفاده توسط کاربران حرفه ای و آموزش دیده طراحی شده است.
- تمامی مراحل کار بایستی مطابق دفترچه راهنمای کامل کیت انجام شود و هرگونه تغییری در آن منجر به بروز خطا در نتایج می گردد.
- از محتویات کیت نباید پس از گذشت تاریخ انقضای درج شده روی کیت استفاده نمود.
- در صورت تغییر رنگ لیبل حرارتی (به صورتی یا قرمز) حتی به صورت جزئی کیت نباید مورد استفاده قرار گیرد.
- این کیت تنها برای مصارف تحقیقاتی طراحی شده و برای تشخیص طبی (IVD) مورد تایید نمی باشد.

۹. سایر موارد مورد نیاز

- برای استفاده از این کیت به تجهیزات و اقلام زیر نیاز دارید:
- دستگاه Real-Time PCR به همراه تجهیزات جانبی آن

- سانتریفوژ مخصوص میکروتیوب
- ورتکس (Vortex Mixer)
- بلوک حرارتی رومیزی (Dry Block Heater)
- سمپلر متغیر و سر سمپلر فیلتردار (Nuclease free)
- کیت استخراج RNA و تجهیزات و لوازم مورد نیاز آن
- تیوب ۱/۵ میلی لیتری و میکروتیوب مخصوص Real-Time PCR
- دستکش لاتکس یا نیتریل بدون پودر
- بلوک آلومینیومی (بلوک سرد)

برای کار با این کیت نیازی به مواد سنتز cDNA ندارید!

۱۰. احتیاط و نکات لازم

برای پیشگیری از تولید نتایج کاذب به نکات زیر توجه کنید:

- **هنگام کار با نمونه بیمار، همیشه فرض را بر آلوده بودن نمونه بگذارید و خطرات بالقوه آن را در نظر داشته باشید.**
- در فضای pre-PCR یا Clean Room سه ناحیه را مشخص و از هم تفکیک کنید. این سه فضا شامل فضای نگهداری نمونه و استخراج، فضای آماده سازی مواد (برای انتقال میکس به میکروتیوب های PCR) و فضای آماده سازی واکنش (برای افزودن نمونه RNA به میکروتیوب PCR) می باشند. هر یک از سه فضای فوق باید وسایل مخصوص به خود داشته باشند به ویژه سمپلر. از جابجایی وسایل بین این سه فضا پرهیز کنید.
- سطوح کار را همیشه قبل از شروع و پس از خاتمه کار با الکل ۷۰ درجه تمیز کنید.

- پیش از باز کردن درپوش تیوب های کیت، آن ها را روی یخ خرد شده نگهداری کنید تا کاملاً ذوب شود. سپس با چند تکان ملایم از مخلوط و یکنواخت شدن محتویات هر تیوب اطمینان حاصل کنید. سپس برای چند ثانیه آن ها را در دور پایین اسپین کنید.
- در حین کار، محتویات کیت را همیشه روی یخ خرد شده نگهداری کنید. از استفاده از یخهای قالبی و سایر موارد به غیر از یخ خرد شده پرهیز کنید.
- از ذوب و انجماد مکرر این مواد و بیش از سه بار خودداری کنید زیرا باعث کاهش حساسیت و عدم کارآیی آنها می شود.

۱۱. نمونه مناسب و شرایط نگهداری و انتقال آن

نمونه مناسب برای آزمایش، نمونه به دست آمده از بخش فوقانی دستگاه تنفس شامل سواب بینی - حلقی می باشد.

نمونه در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد برای چند ساعت قابل نگهداری است و برای زمان های طولانی تر می باید در دمای ۲۰ درجه زیر صفر یا پایین تر نگهداری شود. در چنین شرایطی نمونه تا چندین روز پایدار می ماند.

۱۲. کنترل داخلی

برای ارزیابی کیفیت استخراج RNA، احتمال مهار RT-PCR و جلوگیری از نتایج منفی کاذب، میکس واکنش حاوی پرایمرها و پروب مخصوص ژن RNase P نیز می باشد. کنترل داخلی باید به تولید فلورسانس با تابش نارنجی یا ROX با CT حدود ۲۰ تا ۳۵ منجر شود. برای توضیحات بیشتر به بخش تحلیل نتایج رجوع کنید.

۱۳. استخراج RNA

برای استخراج RNA از نمونه از روش ها و کیت های مختلفی می توان استفاده نمود. ما استفاده از کیت های زیر را توصیه می کنیم:

- High Pure Viral Nucleic Acid Kit (Cat# 11858874001, Roche Applied Science, Mannheim, Germany)
- QIAamp Viral RNA Mini Kit (Cat. no. 52904, Qiagen GmbH, Hilden, Germany)
- QIAampUltraSens® Virus Kit (Cat. no. 53704, Qiagen GmbH, Hilden, Germany)
- QIAampMiniElute Virus Spin Kit (Cat. no. 57704, Qiagen GmbH, Hilden, Germany)

۱۴. دستورکار RT-PCR و مراحل آزمایش

ابتدا تمامی تیوب های کیت را روی یخ خرد شده قرار دهید تا به طور کامل محتویات آنها ذوب شوند. با چند تکان ملایم از مخلوط شدن مواد داخل آن ها اطمینان حاصل کرده و برای چند ثانیه آن ها را در دور پایین سانتریفوژ کنید. به تعداد مورد نیاز میکروتیوب PCR روی بلوک سرد بگذارید. علاوه بر تعداد نمونه های مورد آزمایش، یک میکروتیوب برای شاهد مثبت و یک میکروتیوب برای کنترل منفی (آب) نیز در نظر بگیرید.

به هر لوله ۱۵ میکرولیتر از **Flu-RSV Mix** اضافه کنید. سپس ۵ میکرولیتر از **RNA** استخراج شده، **کنترل مثبت** یا آب به هر لوله اضافه کنید.

درپوش میکروتیوب ها را ببندید. سپس آن ها را مطابق شماره ها داخل دستگاه قرار دهید.

توجه: هنگام استفاده از دستگاه روتورژن، رینگ محافظ را نیز در پایان اضافه کنید.

۱۵. دستگاه ها و نرم افزارها

کیت Flu-RSV RQ جهت کار با دستگاه های Rotor-Gene و MIC طراحی شده است.

۱۶. تنظیم دستگاه Rotor-Gene

ابتدا اطمینان حاصل کنید که رینگ محافظ را روی روتور قرار داده اید!

دستگاه Rotor-Gene را توسط کابل مخصوص آن به کامپیوتر وصل کرده و آن را به برق وصل کنید تا چراغ آبی جلوی آن روشن شود.

فایل تمپلیت Flu-RSV را از فلش کارت همراه کیت باز نمایید (همچنین قابل دسترس از طریق اسکن QR Code روی جعبه کیت). توجه فرمایید فایل Flu-RSV 0.1 یا Flu-RSV 0.2 را با توجه به نوع لوله استفاده شده انتخاب کنید.

نکته: مطابق تصویر برای تنظیم ضریب تابش در منوی نرم افزار، گزینه View، سپس Gain Optimisation را انتخاب کنید. در پنجره باز شده در Auto-Gain Optimisation Setup ابتدا گزینه Optimise Acquiring را بزنید. تنظیمات را دقیقاً مطابق تصویر صفحه بعد برای هر دو کانال انجام دهید. Tube Position روی شماره ۱ تنظیم کنید (در نظر داشته باشید تیوب شماره یک باید حاوی میکس Flu-RSV باشد). گزینه 1st Perform Optimisation Before Acquisition را فعال کنید و پنجره را ببندید.

Auto-Gain Optimisation Setup

Optimisation :

Auto-Gain Optimisation will read the fluorescence on the inserted sample at different gain levels until it finds one at which the fluorescence levels are acceptable. The range of fluorescence you are looking for depends on the chemistry you are performing.

Set temperature to degrees.

☒ Perform Optimisation Before 1st Acquisition

☐ Perform Optimisation At 60 Degrees At Beginning Of Run

Channel Settings :

Name	Tube Position	Min Reading	Max Reading	Min Gain	Max Gain
Green	1	5FI	10FI	1	10
Orange	1	5FI	10FI	1	10
Red	1	10FI	15FI	1	10
Yellow	1	10FI	15FI	1	10

سپس در منوی بالای صفحه دکمه استارت (دکمه سبز رنگ) را کلیک کنید. روی پنجره باز شده نیز دکمه استارت را کلیک کنید و فایل آزمایش را در محل مورد نظر ذخیره کنید تا دستگاه روشن شود.

در پنجره نمونه ها (samples) نام هر نمونه را وارد کنید. در ستون نوع نمونه با عنوان type، برای نمونه بیمار unknown و برای کنترل مثبت Positive Control را انتخاب کنید. برای نمونه کنترل منفی نیز می‌توانید NTC یا Negative Control را انتخاب کنید.

همچنین می‌توانید دستگاه را مطابق جدول صفحه بعد تنظیم نمایید.

Step	Temperature and time	Cycles
1	95°C x 10 min	1
2	95°C x 3 min	1
3	95°C x 15 sec	40
	60°C x 60 sec	

اندازه گیری تابش فلورسانس باید در دمای ۶۰ درجه و برای کانالهای سبز، زرد و نارنجی و قرمز تنظیم شود.

۱۷. تنظیم سایر دستگاه ها

چنانچه این کیت را برای استفاده با سایر دستگاه های Real-Time PCR استفاده می کنید، دستگاه را مطابق برنامه زیر تنظیم نمایید.

Step	Temperature and time	Cycles
1	95°C x 10 min	1
2	95°C x 3 min	1
3	95°C x 15 sec	40
	60°C x 60 sec	

اندازه گیری تابش فلورسانس باید در دمای ۶۰ درجه و برای رنگ های FAM، VIC، ROX و Cy5 تنظیم شود.

توجه داشته باشید که میکس Flu-RSV فاقد ROX به عنوان نرمال کننده است. لذا گزینه استفاده از این رنگ به عنوان نرمال کننده (normalizer) باید غیرفعال باشد.

۱۸. تحلیل نتایج Rotor-Gene

برای آنالیز نتایج به راهنمای Rotor-Gene مراجعه کنید. به طور خلاصه از منوی Quantitation Analysis را انتخاب کرده و روی Green دوبار کلیک کنید. سپس آستانه را روی ۰/۱ قرار دهید. فرایند فوق را برای سایر کانال های Yellow و Red تکرار کنید و برای کانال Orange آستانه را روی ۰/۰۵ قرار دهید. برای مشاهده نمودار مورد انتظار شاهد های مثبت و منفی و کنترل داخلی تصاویر ۱، ۲، ۳ و ۴ را ملاحظه فرمایید.

توجه داشته باشید که افزایش تابش سبز (Green) مربوط به Influenza A و تابش زرد (Yellow) مربوط به Influenza B، افزایش تابش قرمز (Red) مربوط به RSV و افزایش تابش نارنجی (Orange) حاصل از کنترل داخلی یا RNase P می باشد.


توجه داشته باشید نمونه تنها زمانی مثبت در نظر گرفته می شود که دارای منحنی سیگموئیدی و فاز لگاریتمی باشد و تنها در این حالت CT معتبر بوده و قابل استناد و تفسیر می باشد. در غیاب منحنی سیگموئیدی، نمونه منفی محسوب می شود و CT آن (در صورت وجود) فاقد ارزش می باشد.

نتایج را با توجه به نکات زیر تفسیر کنید:


- در صورتی که نمونه در کانال سبز مثبت با CT کمتر از ۳۵ و در کانال نارنجی مثبت با CT بین ۲۰ تا ۳۵ باشد، از نظر Influenza A مثبت است.
- در صورتی که نمونه در کانال زرد مثبت با CT کمتر از ۳۵ و در کانال نارنجی مثبت با CT بین ۲۰ تا ۳۵ باشد، از نظر Influenza B مثبت است.
- در صورتی که نمونه در کانال قرمز مثبت با CT کمتر از ۳۵ و در کانال نارنجی مثبت با CT بین ۲۰ تا ۳۵ باشد، از نظر RSV مثبت است.

- در صورتی که نمونه در کانال **سبز** و **زرد** و **قرمز** منفی و در کانال **نارنجی** مثبت با CT بین ۲۰ تا ۳۵ باشد، نمونه از نظر RSV و Influenza A, B منفی است.
- در صورتی که نمونه در هر چهار کانال **سبز**، **زرد**، **قرمز** و **نارنجی** منفی باشد، نتیجه **نامعتبر** بوده و آزمایش باید **تکرار** شود.
خلاصه تفسیر نتایج آزمایش در جدول زیر آمده است.


Green	Yellow	Red	Orange	Result
+	-	-	+	Positive for Flu A
-	+	-	+	Positive for Flu B
-	-	+	+	Positive for RSV
-	-	-	+	Negative
-	-	-	-	Inconclusive




شکل ۱. منحنی شاهد‌ها در کانال سبز دستگاه روتورژن



شکل ۲. منحنی شاهدها در کانال زرد دستگاه روتورژن



شکل ۳. منحنی شاهدها در کانال قرمز دستگاه روتورژن



شکل ۴. منحنی شاهد‌ها در کانال نارنجی دستگاه روتورژن

۱۹. میزان حساسیت

حساسیت تشخیصی این کیت با استفاده از نمونه کلون شده حاوی بخشی از ژنوم آنفولانزا A, B و RSV بررسی شده است و برای آنفولانزا A معادل ۵۰ کپی در میکرولیتر، برای آنفولانزا B معادل ۲۵۰ کپی در میکرولیتر و برای RSV معادل ۱۵۰ کپی در میکرولیتر می باشد. یعنی در ۹۵٪ مواردی که تیترو ویروس در نمونه مورد آزمایش بیش از این میزان باشد، توسط این کیت تشخیص داده خواهد شد. در صورت کاهش تیترو نمونه به کمتر از این میزان همچنان کیت قادر به تشخیص خواهد بود اما با ضریب اطمینان به مراتب کمتر.

۲۰. روش امحاء

محتویات کیت فاقد خطرات بیولوژیکی یا شیمیایی بوده و می توان آنها را مستقیماً به سطل زباله انتقال داد. اما نمونه های عفونی آزمایشگاه را در محلول هیپوکلریت

سديم ۵٪ به مدت حداقل يك شبانه روز قرار دهيد و سپس آنها را به سطل زباله منتقل كنيد.

۲۱. پشتيباني فني

براي ارتباط با بخش پشتيباني فني مي توانيد با شماره تلفن يا آدرس ايميل زير تماس حاصل فرماييد:

۰۹۹۳۶۲۳۳۴۱

Info@novingene.com

۲۲. اطلاعات تماس

شرکت نوین ژن پارس ویرا

آدرس: تهران، خيابان ايرانشهر، پلاك ۵. كد پستي: ۱۵۸۱۶۳۳۳۳۶
تلفن تماس:

۰۲۱-۸۸۸۳۷۳۹۳

۰۹۹۰۱۸۱۳۱۲۴

ايميل: info@novingene.com

وبسایت: www.novingene.com

۲۳. منابع

- Griffiths, C., Drews, S.J. and Marchant, D.J., 2017 'Respiratory syncytial virus: Infection, detection, and new options for prevention and treatment', Clinical Microbiology Reviews, 30(1), pp. 277–319.
- Mackay IM. Real-time PCR in the microbiology laboratory. Clin. Microbiol. Infect. 2004; 10 (3): 190 – 212.

- Palese, P. and Kingsbury, D.W., 2011. Genetics of Influenza Viruses. Springer.
- Paules, C. and Subbarao, K., 2017. 'Influenza', The Lancet, 390(10095), pp. 697–708.
- Uyeki, T. M., Hui, D. S., Zambon, M., Wentworth, D. E., & Monto, A. S., 2022. Influenza. Lancet (London, England), 400(10353), 693–706.

۲۴. توضیحات برچسب

دستورالعمل برای استفاده را بررسی نمایید	تولید کننده	جهت مصارف پژوهشی	RUO
تاریخ انقضاء	تعداد <n> آزمون کافی	کدبهر (شماره بچ)	LOT
محدوده دمایی -30°C / 10°C	شماره سریال	شماره کاتالوگ	REF
			SN

برای دریافت اطلاعات و منابع بیشتر، به وبسایت ما به نشانی www.novingene.com مراجعه فرمایید یا با پشتیبانی تماس بگیرید.

Flu-RSV RQ Kit Manual

Autumn 2025, Version 1.1

For Real-Time RT-PCR Detection of Influenza A, Influenza B
and RSV (RNA)

For use with Rotor-Gene and MIC

For Research Use Only

 24 (Cat# Flu-RSVRQ24)

 48 (Cat# Flu-RSVRQ48)

 96 (Cat# Flu-RSVRQ96)

 NG-WI-ASL-39-101

RUO



NovinGene ParsVira

No. 5, Iranshahr St, Tehran, Iran 1581633336.



Table of Contents

1. Introduction	3
2. Intended Use	3
3. Background Information	3
4. Test Principle	3
5. Kit Contents	4
6. Packaging models	4
7. Storage and Stability	4
8. Product Use Limitations	4
9. Additionally Required Materials	5
10. General Precautions	5
11. Specimen, Storage and Transport	6
12. Internal Control (IC)	6
13. RNA Isolation	6
14. RT-PCR Protocol	7
15. Devices and software	7
16. Programming of the Rotor-Gene	7
17. Programming Other Machines	9
18. Data Analysis: Rotor-Gene	9
19. Sensitivity	13
20. Disposal Method	13

21. Technical Support.....	13
22. Contact Information.....	14
23. References	13
24. Symbols.....	14

1. Introduction

Flu-RSV RQ kit provides a ready-to-use Real-Time RT-polymerase chain reaction (PCR) test designed for detecting Influenza A virus, Influenza B virus and RSV. All required reagents are included in the PCR Mix provided in the kit. This Mix also contains different series of primers and probe for the detection of a housekeeping gene (RNase P) as an Internal Control (IC). The IC can be used either during DNA extraction or in the PCR reaction to prevent false negative results due to failure in the above steps. This kit is intended for Research Use Only!

2. Intended Use

Flu-RSV RQ kit provides a ready-to-use One-Step Multiplex Real-Time RT-PCR system for the detection of Influenza A virus, Influenza B virus and RSV with Rotor-Gene and MIC.

3. Background Information

Human influenza A and B are enveloped RNA viruses of the Orthomyxoviridae family. While both of these viruses cause seasonal flu epidemics, Influenza A virus is responsible for the majority of them and may also cause pandemics.

Respiratory Syncytial Virus (RSV) is also an enveloped RNA virus and belongs to Paramyxoviridae family. RSV mostly causes lower respiratory tract infections with cold like symptoms in healthy individuals, but it may cause also severe respiratory infections in some.

4. Test Principle

The pathogen is detected using PCR, where primers specific to the target genome amplify its unique sequence. Real-Time PCR facilitates the detection of the amplified product through

fluorescent-labeled probes. Therefore, monitoring fluorescence provides a means for detecting the target without requiring post-amplification analysis. This eliminates the possibility of PCR product contamination.

5. Kit Contents

The kit contains a manual a flash card and the following reagents:

Label	Content	Quantity
Flu-RSV Mix	RT-PCR Master mix	360 μ l*
Pos Ctrl	Positive Control	100 μ l
Water	PCR Grade Water	200 μ l

* 1, 2 and 4 tubes for 24, 48 and 96 reaction kits respectively.

6. Packaging models

The kit is available in 24, 48, and 96 reactions of 25 microliters.

7. Storage and Stability

The kit components should be shipped and stored at -20°C and are stable until the expiration date mentioned. Avoid repeated freeze-thaw more than three times to prevent reduced sensitivity.

8. Product Use Limitations

- This kit is intended to be used only by specially instructed and trained personnel.
- The user manual should be strictly followed, and any modification will invalidate the results.
- The kit and its contents should not be used past the expiration date on the package.
- The kit and its contents should not be used if there is any sign of pink or red color on the Warm Mark label.

- This kit is for Research use only and is not validated for IVD (in vitro diagnostics) applications.

9. Additionally Required Materials

To use this kit, you need the following items:

- Real-Time PCR machine and the accessory computer
- Tabletop microtube centrifuge
- Vortex Mixer
- Dry Block Heater
- Adjustable pipettors and nuclease free filtered tips
- RNA extraction kit and required equipments/items
- PCR microtubes
- Disposable powder-free gloves
- Cold block

This kit does not require cDNA synthesis reagents!

10. General Precautions

To prevent false results, always pay attention to the following points:

- **Treat all samples as potentially infectious.**
- Within the pre-PCR work area assign three separate spaces for: a) Sample storage and extraction, b) Reagent preparation where the master-mix is aliquoted into tubes and c) Reaction preparation area for addition of extracted RNA to the tubes.
- Always wipe the working surfaces with 70% Ethanol before and after work.
- **Thaw on ice kit components completely, mix by flickering followed by a quick spin and store on crushed ice after.**
- **Keep RT-PCR Mix tube at -20°C at all times. Take it out just before use and return it to freezer immediately after.**

- Do not place PCR tubes on crushed ice. Use cold block instead.

11. Specimen, Storage and Transport

We recommend upper respiratory tract samples mainly nasopharyngeal swabs. Samples can be stored at 2-8°C for a few hours or at -20°C or lower for up to a few days.

12. Internal Control (IC)

To evaluate the possibility of RNA extraction failure and PCR inhibition and prevent false negative results, Flu-RSV Mix contains primers and probe of a housekeeping gene (RNase P) as an internal control. In a successful RNA extraction and RT-PCR test, IC should generate a CT of 20-35 in the Orange/Rox Channel.

13. RNA Isolation

RNA isolation can be performed using different kits from various manufacturers. We recommend the following:

- High Pure Viral Nucleic Acid Kit (Cat. no. 11858874001, Roche Applied Science, Mannheim, Germany)
- QIAamp Viral RNA Mini Kit (Cat. no. 52904, Qiagen GmbH, Hilden, Germany)
- QIAampUltraSens ® Virus Kit (Cat. no. 53704, Qiagen GmbH, Hilden, Germany)
- QIAampMiniElute Virus Spin Kit (Cat. no. 57704, Qiagen GmbH, Hilden, Germany).

14. RT-PCR Protocol

Thaw the reagents on ice completely, followed by a brief mixing and a quick spin. Place the required number of tubes on a cold

block. Consider one tube for each sample plus one for positive sample and one for the negative control/water.

Aliquot 15µl of Flu-RSV Mix directly to each PCR tube. Then add 5ul of extracted RNA, Positive Control or water.

Cap the tubes and visually inspect to ensure all are capped securely. Place tubes in the machine.

Note: If using Rotor-Gene attach the locking ring too.

15. Devices and software

Flu-RSV RQ kit is designed to work with Rotor-Gene and MIC.

16. Programming of the Rotor-Gene

Before you start the machine, make sure you have attached the locking ring on the rotor!

Open the Flu-RSV template file for Rotor-Gene (provided in the flash card, or accessible by kit QR code); Flu-RSV 0.1 is for strip tubes and Flu-RSV 0.2 is for 0.2ml tubes. Program starts.

Note: For Gain Optimisation, in the View menu select the Gain Optimisation. Adjust the setting according to the below image. Make sure to set the Tube Position to number 1 for all channels (note that Tube number 1 should contain Flu-RSV Mix).

Auto-Gain Optimisation Setup

Optimisation :

Auto-Gain Optimisation will read the fluorescence on the inserted sample at different gain levels until it finds one at which the fluorescence levels are acceptable. The range of fluorescence you are looking for depends on the chemistry you are performing.

Set temperature to degrees.

☒ Perform Optimisation Before 1st Acquisition

☐ Perform Optimisation At 60 Degrees At Beginning Of Run

Channel Settings :

Name	Tube Position	Min Reading	Max Reading	Min Gain	Max Gain
Green	1	5FI	10FI	1	10
Orange	1	5FI	10FI	1	10
Red	1	10FI	15FI	1	10
Yellow	1	10FI	15FI	1	10

Click on Start button (Green button on the top menu). On the pop-up window click start again and save program on desired location. You may also set the machine according to the following table.

Step	Temperature and time	Cycles
1	95°C x 10 min	1
2	95°C x 3 min	1
3	95°C x 15 sec	40
	60°C x 60 sec	

Fluorescence should be collected at 60°C via Green, Yellow, Orange and Red channels.

17. Programming Other Machines

If you apply this kit to other Real-Time PCR machines, program it according to the following table (please note that following program is not applicable to Rotor-Gene):

Step	Temperature and time	Cycles
1	95°C x 10 min	1
2	95°C x 3 min	1
3	95°C x 15 sec	40
	60°C x 60 sec	

Fluorescence should be collected at 60°C for FAM, VIC, ROX and Cy5 dyes.

Please note that Flu-RSV Mix does not contain ROX dye as a normalizer!

18. Data Analysis: Rotor-Gene

Before analyzing results, make sure that in the sample menu, Patient samples are defined as "unknown" and Negative control or no template control as "Negative Control" or "NTC" respectively. To analyze data briefly, click on the Analysis menu and then under Quantitation tab double-click on Cycling the A. Green. Manually put threshold at 0.1. Repeat the above for the Yellow, the Red and put threshold at 0.05 for the Orange Channels.

Figures 1, 2, 3 and 4 represent typical graphs for the Rotor-Gene. To interpret the results, please note that:

- Signal in the **Green** channel is due to **Influenza A**, the **Yellow** channel due to **Influenza B**, the **Red** channel due to **RSV** and the **Orange** channel due to **IC or RNase P**.

Note that a sample is considered Positive only if it has a sigmoid graph and log phase, and only then CT is reliable and can be used. In the absence of a sigmoid graph and log phase, the sample is considered Negative, and CT, if present, is not reliable.

Consider the following points when analyzing:

- A sample is **Positive** for Influenza A if it is positive in the **Green** channel with sigmoid graphs and CT of less than 35 and also positive in the **Orange** channel with a CT of 20-35.
- A sample is **Positive** for Influenza B if it is positive in the **Yellow** channel with sigmoid graphs and CT of less than 35 and also positive in the **Orange** channel with a CT of 20-35.
- A sample is **Positive** for RSV if it is positive in the **Red** channel with sigmoid graphs and CT of less than 35 and also positive in the **Orange** channel with a CT of 20-35.
- A sample is **Negative** for Influenza A, B and RSV if it is negative in the Green and Yellow and Red channels while it is positive in Orange channel with a sigmoid graph and CT of 20-35.
- Results are **Inconclusive** and the test should be repeated if a sample is negative in all four channels.

Interpretation of results is summarized in the following table.

Green	Yellow	Red	Orange	Result
+	-	-	+	Positive for Flu A
-	+	-	+	Positive for Flu B
-	-	+	+	Positive for RSV
-	-	-	+	Negative
-	-	-	-	Inconclusive




Fig 1. Typical Controls graph in Green channel for Rotor-Gene




Fig 2. Typical Controls graph in Yellow channel for Rotor-Gene




Fig 3. Typical Controls graph in Red channel for Rotor-Gene




Fig 4. Typical Controls graph in Orange channel for Rotor-Gene

19. Sensitivity

The analytical detection limit of the kit was assessed with a cloned target of Influenza A, B and RSV genome and showed a limit of detection equal to 50 copies/ μ l for Influenza A, 250 copies/ μ l for Influenza B and 150 copies/ μ l for RSV.

20. Disposal Method

The contents of the kit do not require any special treatment before disposal and can be directly discarded. Infectious specimens should be maintained in 5% Sodium Hypochlorite overnight and then discarded.

21. Technical Support

For technical support, contact us via
Phone: +98 993-6223241
Email: info@novingene.com

22. Contact Information

NovinGene ParsVira

Address: No. 5, Iranshahr St, Tehran, Iran 1581633336.

Tel: +98 21-88837393

+98 990-1813124










Email: info@novingene.com

Website: www.novingene.com

23. References

- Griffiths, C., Drews, S.J. and Marchant, D.J., 2017 'Respiratory syncytial virus: Infection, detection, and new options for prevention and treatment', Clinical Microbiology Reviews, 30(1), pp. 277–319.
- Mackay IM. Real-time PCR in the microbiology laboratory. Clin. Microbiol. Infect. 2004; 10 (3): 190 – 212.
- Palese, P. and Kingsbury, D.W., 2011. Genetics of Influenza Viruses. Springer.
- Paules, C. and Subbarao, K., 2017. 'Influenza', The Lancet, 390 (10095), pp. 697–708.
- Uyeki, T. M., Hui, D. S., Zambon, M., Wentworth, D. E., & Monto, A. S., 2022. Influenza. Lancet (London, England), 400 (10353), 693–706.

24. Symbols

 RUO Research use only	 Manufacturer	 Consult instructions for use
 LOT Lot number	 Content sufficient for <n> tests	 Use-by date
 REF Catalogue number	 SN Serial number	 Temperature limit

For more information and resources please visit our website; www.novingene.com