

# راهنمای کیت mbcR 190 RQ

پاییز ۱۴۰۴، ویرایش ۴/۰

جهت تشخیص و کمیت سنجی BCR-ABL (P190)

به روش Real-Time PCR

مخصوص تحقیقات

Σ 24 (Cat# MBCR190RQ24)

Σ 48 (Cat# MBCR190RQ48)

Σ 96 (Cat# MBCR190RQ96)

 NG-WI-ASL-12-400

RUO

شرکت نوین ژن پارس ویرا

تهران، خیابان ایرانشهر، پلاک ۵. کد پستی: ۱۵۸۱۶۳۳۳۳۶



## فهرست مندرجات:

۱. مقدمه .....	۳
۲. حیطه کاربرد .....	۳
۳. اطلاعات زمینه ای .....	۳
۴. اساس آزمایش .....	۴
۵. محتویات کیت .....	۴
۶. مدل های بسته بندی .....	۵
۷. شرایط نگهداری و حمل و نقل کیت .....	۵
۸. محدودیت کاربرد .....	۶
۹. سایر موارد مورد نیاز .....	۶
۱۰. احتیاط و نکات لازم .....	۷
۱۱. نمونه مناسب و شرایط نگهداری و انتقال آن .....	۸
۱۲. عوامل مزاحم .....	۸
۱۳. استخراج RNA .....	۹
۱۴. تهیه cDNA .....	۹
۱۵. دستور کار PCR و مراحل آزمایش .....	۱۰
۱۶. دستگاه ها و نرم افزارها .....	۱۰
۱۷. تنظیم دستگاه Rotor-Gene .....	۱۱
۱۸. تنظیم دستگاه StepOne .....	۱۳
۱۹. تنظیم سایر دستگاه ها .....	۱۳

۲۰. آنالیز نتایج Rotor-Gene	۱۴
۲۱. آنالیز نتایج StepOne	۱۷
۲۲. محاسبه BCR-ABL%	۱۹
۲۳. حساسیت	۱۹
۲۴. روش امحاء	۲۰
۲۵. پشتیبانی فنی	۲۰
۲۶. اطلاعات تماس	۲۰
۲۷. منابع	۲۱
۲۸. توضیحات برچسب	۲۱

## ۱. مقدمه

کیت mbcr 190 RQ جهت تشخیص ناهنجاری کروموزومی یا ترانسلوکاسیون BCR-ABL (p190) و محاسبه درصد BCR-ABL در این بیماران به روش Real-time PCR طراحی شده است. در این روش، توالی مورد نظر به کمک پرایمرها و پروب اختصاصی شناسایی می‌شود. همچنین میکس دیگر این کیت حاوی سری ثانویه ای از پرایمرها و پروب جهت شناسایی ژن ABL به عنوان کنترل داخلی می‌باشد. کنترل داخلی از گزارش منفی کاذب ناشی از استخراج نامناسب و یا مهار PCR جلوگیری می‌کند. این کیت جهت مصارف تحقیقاتی کاربرد دارد.

**توجه:** این کیت فاقد مواد لازم برای استخراج RNA یا تهیه cDNA می‌باشد!

## ۲. حیطه کاربرد

کیت mbcr 190 RQ امکان تشخیص بیان ژن BCR-ABL (p190) (فقط برای جابجایی e1a2) در نمونه و محاسبه درصد BCR-ABL پس از تشخیص و طی دوره درمان را فراهم می‌کند. محاسبه درصد BCR-ABL در بیماران تحت درمان با روش Real-Time PCR را فراهم می‌کند. این کیت برای استفاده با دستگاه‌های Rotor-Gene و StepOne و MIC طراحی شده است.

## ۳. اطلاعات زمینه‌ای

ناهنجاری کروموزومی BCR-ABL یا کروموزوم فیلادلفیا حاصل از جابجایی کروموزومی 9;22 می‌باشد. در نتیجه این جابجایی ژن ABL در کروموزوم شماره ۹ در مجاورت ژن BCR در کروموزوم ۲۲ قرار می‌گیرد و یک ژن هیبرید تشکیل می‌شود. این مجاورت سبب تولید پروتئین هیبرید BCR-ABL می‌شود که در

اغلب موارد وزن مولکولی آن ۲۱۰ یا ۱۹۰ کیلو دالتون است. این پروتئین که دارای فعالیت مداوم تیروزین کیناز می‌باشد و به نوبه خود باعث افزایش رشد سلولی و مهار آپتوز می‌شود. mRNA حاصل از نسخه برداری ژن هیبرید تقریباً در ۹۵٪ بیماران CML و برخی موارد ALL یافت می‌شود. بر اساس تجربیات بیست سال گذشته، بررسی دوره ای بیماران برای اندازه گیری میزان بیان این ژن، نقش مهمی در تخمین پاسخ درمانی و پیش بینی میزان پیشرفت بیماری دارا می‌باشد.

#### ۴. اساس آزمایش

در این کیت، شناسایی توالی مورد نظر با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمرز Polymerase Chain Reaction/PCR انجام می‌شود. طی این واکنش، توالی مورد نظر با استفاده از پرایمرهای اختصاصی شناسایی و تکثیر می‌شود. در روش Real-Time PCR توالی تکثیر شده با استفاده از پروب‌های فلورسنت قابل تشخیص می‌گردد. بنابراین، با بررسی میزان فلورسنت در طی واکنش می‌توان وجود توالی را در نمونه تشخیص داد، بدون آنکه پس از پایان واکنش نیاز به انجام مراحل بعدی باشد. با توجه به اینکه در این روش نیازی به بررسی محصول واکنش با روش‌هایی مشابه الکتروفورز وجود ندارد، امکان ایجاد آلودگی نیز به لحاظ تئوری وجود نخواهد داشت.

#### ۵. محتویات کیت

این کیت شامل یک دفترچه راهنما، یک فلش کارت و مواد زیر می‌باشد:

برچسب	محتوا	حجم
mbcr 190 Mix	میکس آماده برای mbcr *	۴۸۰ میکرولیتر
ABL Mix	میکس آماده برای ABL *	۴۸۰ میکرولیتر

m1	استاندارد mbc1: یک صد هزار کپی در میکرولیتر	۱۵۰ میکرولیتر
m2	استاندارد mbc2: ده هزار کپی در میکرولیتر	۱۵۰ میکرولیتر
m3	استاندارد mbc3: یک هزار کپی در میکرولیتر	۱۵۰ میکرولیتر
m4	استاندارد mbc4: یک صد کپی در میکرولیتر	۱۵۰ میکرولیتر
m5	استاندارد mbc5: ده کپی در میکرولیتر	۱۵۰ میکرولیتر
A1	استاندارد ABL1: یک صد هزار کپی در میکرولیتر	۱۵۰ میکرولیتر
A2	استاندارد ABL2: ده هزار کپی در میکرولیتر	۱۵۰ میکرولیتر
A3	استاندارد ABL3: یک هزار کپی در میکرولیتر	۱۵۰ میکرولیتر
A4	استاندارد ABL4: یک صد کپی در میکرولیتر	۱۵۰ میکرولیتر
Water	آب مخصوص PCR	۲۰۰ میکرولیتر

\*یک، دو یا چهار عدد، به ترتیب برای کیت های ۲۴، ۴۸ و ۹۶ واکنشی

## ۶. مدل های بسته بندی

کیت در قالب های بیست و چهار، چهار و هشت، و نود و شش واکنش بیست و پنج میکرولیتری در دسترس می باشد.

## ۷. شرایط نگهداری و حمل و نقل کیت

تمامی مواد کیت باید در دمای ۲۰- درجه زیر صفر حمل و نگهداری شوند. در این صورت این مواد تا پایان زمان انقضا کیت که روی کیت و نیز روی هر لوله درج شده است پایدار و قابل استفاده می باشند. از ذوب و انجماد مکرر محتویات کیت بیش از سه بار خودداری کنید زیرا باعث کاهش حساسیت و عدم کارایی آن ها می شود. همچنین برای حمل و نقل کیت از یخ خشک استفاده نمایید.

## ۸. محدودیت کاربرد

- این کیت تنها برای استفاده توسط کاربران حرفه ای و آموزش دیده طراحی شده است.
- تمامی مراحل کار بایستی مطابق دفترچه راهنمای کامل کیت انجام شود و هرگونه تغییری در آن منجر به بروز خطا در نتایج می گردد.
- از محتویات کیت نباید پس از گذشت تاریخ انقضای درج شده روی کیت استفاده نمود.
- در صورت تغییر رنگ لیبل حرارتی (به صورتی یا قرمز) حتی به صورت جزئی کیت نباید مورد استفاده قرار گیرد.
- این کیت تنها برای مصارف تحقیقاتی طراحی شده و برای تشخیص طبی (IVD) مورد تایید نمی باشد.

## ۹. سایر موارد مورد نیاز

- برای استفاده از این کیت به تجهیزات و اقلام زیر نیاز دارید:
- دستگاه Real-Time PCR به همراه تجهیزات جانبی آن
  - سانتریفوژ یخچال دار مخصوص میکروتیوب
  - ورتکس (Vortex Mixer)
  - بلوک حرارتی رومیزی (Dry Block Heater)
  - سمپلر متغیر و سر سمپلر فیلتردار (Nuclease free)
  - کیت استخراج RNA
  - کیت سنتز cDNA
  - تیوب ۱/۵ میلی لیتری و میکروتیوب مخصوص Real-Time PCR
  - دستکش لاتکس یا نیتریل بدون پودر
  - بلوک آلومینیومی (بلوک سرد)

## ۱۰. احتیاط و نکات لازم

برای پیش‌گیری از تولید نتایج کاذب به نکات زیر توجه کنید:

- هنگام کار با نمونه بیمار، همیشه فرض را بر آلوده بودن نمونه بگذارید و خطرات بالقوه آن را در نظر داشته باشید.
- هنگام استخراج RNA و سنتز cDNA برای پرهیز از آلودگی با آنزیم RNase توجه لازم را داشته باشید.
- در فضای pre-PCR یا Clean Room سه ناحیه را مشخص و از هم تفکیک کنید. این سه فضا شامل فضای نگهداری نمونه و استخراج، فضای آماده سازی مواد (برای افزودن میکس به لوله های PCR) و فضای آماده سازی واکنش (برای افزودن نمونه cDNA به لوله PCR) می باشند. هر یک از سه فضای فوق باید وسایل مخصوص به خود داشته باشند به ویژه سمپلر. از جابجایی وسایل بین این سه فضا پرهیز کنید.
- سطوح کار را همیشه قبل از شروع و پس از خاتمه کار با الکل ۷۰ درجه تمیز کنید.
- پیش از باز کردن درب لوله های درون کیت، آنها را کاملاً ذوب نموده و با چند تکان ملایم از مخلوط و یکنواخت شدن محتویات هر لوله اطمینان حاصل کنید. سپس برای چند ثانیه آن ها را در دور پایین سانتریفوژ کنید.
- در حین کار، محتویات کیت را همیشه روی یخ خرد شده نگهداری کنید. از استفاده از یخ‌های قالبی و سایر موارد به غیر از یخ خرد شده پرهیز کنید.
- در حین کار، میکروتیوب های PCR را روی بلوک سرد گذاشته، و از گذاشتن آنها بر یخ خرد شده خودداری کنید.



## ۱۱. نمونه مناسب و شرایط نگهداری و انتقال آن

نمونه مناسب برای آزمایش BCR-ABL با این کیت، خون کامل (whole blood) و خون محیطی (peripheral blood) می‌باشد که در لوله استریل حاوی ماده ضد انعقاد جمع آوری شده است. ماده ضد انعقاد میتواند EDTA یا سیترات باشد. خون کامل را می‌توان تا ۴۸ ساعت در ۴ درجه نگهداری و به آزمایشگاه منتقل نمود.

RNA را می‌توان مستقیماً از خون استخراج کرد. همچنین برای افزایش حساسیت تست می‌توان از بافی (buffy coat) استفاده کرد. یک نمونه مناسب باید حاوی ۵ تا ۱۰ میلیون گلبول سفید در هر ۱۵۰ میکرولیتر باشد. برای نگهداری خون کامل یا بافی در زمان‌های طولانی‌تر از سه روز بهتر است آن را به حجم‌های کوچک تقسیم نموده و سپس در دمای ۷۰ درجه زیر صفر نگهداری نمود. در چنین شرایطی نمونه تا چند ماه پایدار می‌ماند.

## ۱۲. عوامل مزاحم

هپارین با غلظت بیش از ۱۰ واحد در میلی لیتر باعث مهار PCR می‌شود. به همین دلیل لوله حاوی هپارین به عنوان ضد انعقاد مناسب نیست و نباید استفاده شود. همچنین نمونه بیماران تحت درمان با هپارین نیز برای PCR مناسب نمی‌باشد.

مقادیر بالای بیلیروبین (تا حداکثر ۴/۵ میلی گرم در دسی لیتر) و چربی (تا حداکثر ۱۰۰۰ میلی گرم در دسی لیتر) و نیز همولیز خون برای این آزمایش مزاحمتی ایجاد نمی‌کند.

### ۱۳. استخراج RNA

برای استخراج RNA از نمونه از روش ها و کیت های مختلفی می توان استفاده نمود. ما استفاده از کیت زیر را توصیه می کنیم:

- TriPure isolation reagent (Cat# 1667157, Roche Applied Science, Mannheim, Germany)
- TRIzol isolation reagent (Cat# 15596026, Invitrogene/Thermo Fisher, USA)
- Isol-RNA isolation reagent (Cat# 2302700, 5 prime/Thermo Fisher, Germany)
- Accuzol isolation reagent (Cat# K-3090, Bioneer, Korea)

### ۱۴. تهیه cDNA

در حدود یک میکروگرم total RNA برای این تست مورد نیاز می باشد که باید با استفاده از Random Hexamers به cDNA تبدیل شود. کیت های متعددی برای این کار در دسترس می باشند.

پس از تهیه cDNA آن را با آب، دو و نیم برابر رقیق کنید. یعنی به طور مثال به ۲۰ میکرولیتر cDNA مقدار ۳۰ میکرولیتر آب (آب بدون نوکلئاز یا آب مخصوص PCR) اضافه کنید.

### ۱۵. دستور کار PCR و مراحل آزمایش

ابتدا تمامی لوله ها را روی یخ خرد شده قرار دهید تا به طور کامل محتویات آنها ذوب شوند. با چند تکان ملایم از مخلوط شدن مواد داخل آن ها اطمینان حاصل کرده و برای چند ثانیه آن ها را در دور پایین سانتریفوژ کنید.

هر نمونه از نظر وجود mRNA برای دو ژن BCR-ABL (p190) و ABL باید بررسی شود. به این منظور دو آزمایش PCR در دو سری لوله های جداگانه باید انجام شود. در سری اول برای بررسی BCR-ABL علاوه بر یک لوله برای نمونه

هر بیمار، پنج لوله برای استانداردها (m1-5) و یک لوله برای شاهد منفی یا NTC در نظر بگیرید. در سری دوم و برای بررسی ABL علاوه بر یک لوله برای نمونه هر بیمار، چهار لوله نیز برای استانداردها (A1-4) و یک لوله برای شاهد منفی یا NTC در نظر بگیرید. تعداد مورد نیاز لوله PCR در دو سری مجزا از هم روی بلوک آلومینیوم سرد بگذارید.

به هر لوله سری اول ۲۰ میکرولیتر از **mbcr 190 Mix** و به هر لوله سری دوم ۲۰ میکرولیتر از **ABL Mix** اضافه کنید. سپس ۵ میکرولیتر از **cDNA** نمونه و یا **استاندارد** و یا **کنترل** به هر لوله اضافه کنید و درپوش لوله ها را ببندید. سپس آن ها را مطابق شماره ها داخل دستگاه قرار دهید. توجه: در صورت استفاده از دستگاه StepOne لوله ها را ابتدا به مدت کوتاهی سانتریفیوژ نموده و سپس داخل دستگاه قرار دهید. توجه: هنگام استفاده از دستگاه روتورژن، رینگ محافظ را نیز در پایان اضافه کنید.

## ۱۶. دستگاه ها و نرم افزارها

کیت P190 RQ جهت کار با دستگاه های Rotor-Gene ، StepOne و MIC طراحی شده است.

## ۱۷. تنظیم دستگاه Rotor-Gene

ابتدا اطمینان حاصل کنید که رینگ محافظ را روی روتور قرار داده اید! دستگاه Rotor-Gene را توسط کابل مخصوص آن به کامپیوتر وصل کرده و آن را به برق بزنید تا چراغ آبی جلوی آن روشن شود.

فایل تمپلیت p190 را از فلش کارت همراه کیت باز نمایید (همچنین قابل دسترس از طریق اسکن QR Code روی جعبه کیت). توجه فرمایید فایل mbcr 0.1 یا 0.2 را با توجه به نوع لوله استفاده شده انتخاب کنید.

نکته: مطابق تصویر برای تنظیم ضریب تابش در منوی نرم افزار، گزینه View، سپس Gain Optimisation را انتخاب کنید. در پنجره باز شده در Auto-Gain Optimisation Setup ابتدا گزینه Optimise Acquiring را بزنید. تنظیمات را دقیقاً مطابق تصویر صفحه بعد برای هر دو کانال انجام دهید.

دقت داشته باشید Tube Position را برای کانال سبز روی شماره تیوبی تنظیم کنید که حاوی میکس mbcr 190 است و برای کانال زرد شماره تیوبی را ثبت نمایید که حاوی میکس ABL می باشد.

سپس گزینه Perform Optimisation Before 1<sup>st</sup> Acquisition را فعال کنید و پنجره را ببندید.

**Auto-Gain Optimisation Setup**

**Optimisation :**

Auto-Gain Optimisation will read the fluorescence on the inserted sample at different gain levels until it finds one at which the fluorescence levels are acceptable. The range of fluorescence you are looking for depends on the chemistry you are performing.

Set temperature to  degrees.

☒ Perform Optimisation Before 1st Acquisition

☐ Perform Optimisation At 60 Degrees At Beginning Of Run

**Channel Settings :**

Name	Tube Position	Min Reading	Max Reading	Min Gain	Max Gain
Green	1	5FI	10FI	-10	10
Yellow	20	10FI	15FI	-10	10

در منوی بالای صفحه، دکمه استارت (دکمه سبز رنگ) را کلیک کنید. روی پنجره باز شده نیز دکمه استارت را کلیک کنید و فایل آزمایش را ذخیره کنید (save) تا دستگاه روشن شود.

در پنجره نمونه ها (samples) نام هر نمونه را وارد کنید. دقت کنید که دو صفحه جداگانه با نام های mbcr و ABL تعریف شده اند و لوله های حاوی mbcr Mix فقط در صفحه mbcr و لوله های حاوی ABL Mix فقط در صفحه ABL باید نامگذاری شوند. در ستون "Type" نوع هر نمونه را نیز مشخص کنید یعنی نمونه بیمار را با unknown، استانداردها را با standard و شاهد منفی را با NTC یا Negative Control تعریف کنید. غلظت استانداردها را نیز در ستون مربوطه وارد کنید.

## ۱۸. تنظیم دستگاه StepOne

نرم افزار دستگاه را باز کنید (\*StepOne software 2). از منوی Set Up روی دکمه Template کلیک کنید و فایل داخل فلش کارت همراه کیت را انتخاب کنید (همچنین قابل دسترس از طریق اسکن QR Code روی جعبه کیت). از منوی سمت چپ Plate Setup و سپس دکمه Assign Targets and Samples را انتخاب کنید. یک کنترل منفی به همراه پنج استاندارد برای mbcr. یک کنترل منفی و چهار استاندارد برای ABL و چند نمونه از پیش تعریف شده اند. استانداردها، کنترل منفی و تعداد نمونه مورد نظر خود را در ردیف دلخواه کپی کنید. برای اینکار از گزینه های کلیک راست (copy, paste, clear) می توانید استفاده کنید. همچنین با استفاده از منوی Define Targets and Samples می توانید تعداد نمونه های مورد بررسی را نیز اضافه کنید و نام نمونه ها را نیز مطابق نام بیماران تغییر دهید. در پایان تنظیمات دکمه Start Run را کلیک کنید و فایل آزمایش را در محل مورد نظر ذخیره کنید (save) تا دستگاه شروع به کار کند.

## ۱۹. تنظیم سایر دستگاه ها

چنانچه این کیت را برای استفاده با سایر دستگاه های Real-Time PCR استفاده می کنید، دستگاه را مطابق برنامه زیر تنظیم نمایید:

Step	Temperature and time	Cycles
1	95°C x 3 min	1
2	95°C x 15 sec	45
	60°C x 60 sec	

اندازه گیری تابش فلورسانس باید در دمای ۶۰ درجه و برای رنگ های FAM و VIC تنظیم شود. mbcr Mix و ABL Mix موجود در کیت حاوی ROX می باشد.


غلظت نهایی ROX در واکنش 300nM می‌باشد.

## ۲۰. آنالیز نتایج Rotor-Gene


برای آنالیز نتایج به راهنمای Rotor-Gene مراجعه کنید. به طور خلاصه از منوی Quantitation Analysis را انتخاب کرده و روی Green دوبار کلیک کنید. در پنجره autofind threshold دکمه cancel را بزنید و آستانه را روی ۰/۰۵ قرار داده و دکمه OK را بزنید تا پس از رسم منحنی استاندارد نتایج در جدول پایین صفحه نشان داده شوند. سپس در منوی Analysis مجدداً Quantitation و سپس Yellow را کلیک کرده و برای آن نیز آستانه را روی ۰/۰۵ قرار دهید. برای مشاهده نمودار مورد انتظار استانداردها، شاهد منفی و کنترل داخلی، تصاویر یک و دو را ملاحظه فرمایید.

توجه داشته باشید که افزایش تابش سبز (Green) مربوط به BCR-ABL و افزایش تابش زرد (Yellow) حاصل از ABL می‌باشد.

توجه داشته باشید نمونه تنها زمانی مثبت در نظر گرفته می‌شود که دارای منحنی سیگموییدی و فاز لگاریتمی باشد و تنها در این حالت CT معتبر بوده و قابل استناد و تفسیر می‌باشد. در غیاب منحنی سیگموییدی، نمونه منفی محسوب می‌شود و CT آن (در صورت وجود) فاقد ارزش می‌باشد.



شکل ۱. منحنی استاندارد های mbcr در کانال سبز دستگاه روتورژن



شکل ۲. منحنی کنترل داخلی در کانال زرد دستگاه روتورژن



نتایج را با توجه به نکات زیر تفسیر کنید:


- در صورتی که نمونه در کانال mbcr/Green مثبت و دارای منحنی سیگموئیدی و CT بین ۲۰ تا ۴۰ باشد، و نیز در کانال ABL/Yellow مثبت و دارای منحنی سیگموئیدی و CT بین ۲۰ تا ۳۰ باشد، نمونه **مثبت** می‌باشد.
- در صورتی که یک نمونه در کانال mbcr/Green منفی باشد ولی در کانال ABL/Yellow مثبت و دارای منحنی سیگموئیدی و CT بین ۲۰ تا ۲۷ باشد، نمونه **منفی** در نظر گرفته می‌شود.
- در صورتی که یک نمونه در هر دو کانال mbcr/Green و ABL/Yellow منفی باشد، نتیجه **نامعتبر** بوده و آزمایش باید **تکرار** شود. استخراج نامناسب نمونه یا نحوه نادرست انجام آزمایش می‌تواند دلیل چنین نتایجی باشد.
- در صورتی که یک نمونه در کانال mbcr/Green منفی باشد اما در کانال ABL/Yellow مثبت بوده و CT آن بالاتر از ۲۷ باشد، نتیجه **نامعتبر** بوده و آزمایش باید **تکرار** شود. غلظت پایین RNA می‌تواند دلیل این مشکل باشد.

**توجه!** تمام نمونه های بیماران در کانال زرد باید مثبت و دارای منحنی سیگموئیدی و CT بین ۲۰ تا ۲۷ باشند. از جمله دلایلی که می‌تواند به CT بالاتر از ۲۷ منجر شود استخراج RNA از تعداد کم گلبول های سفید (کمتر از صد هزار) و یا استفاده از total RNA به میزان کمتر از ۱۰۰ نانوگرم برای تهیه cDNA می باشد. CT بالاتر از ۲۷ برای ABL باعث کاهش حساسیت تست شده و باعث نتایج **منفی کاذب** می‌شود.


## ۲.۱. آنالیز نتایج StepOne

برای آنالیز نتایج به راهنمای StepOne مراجعه کنید. به طور خلاصه دکمه Analysis را کلیک کنید. برای mbcr/FAM آستانه (threshold) را روی ۰/۱ و برای ABL/VIC نیز آستانه را روی ۰/۱ قرار دهید. برای مشاهده گراف مورد انتظار استانداردها و شاهد منفی، تصاویر سه و چهار را ملاحظه فرمایید. توجه داشته باشید که افزایش تابش FAM حاصل از BCR-ABL و افزایش تابش VIC حاصل از ABL می‌باشد.

توجه داشته باشید نمونه تنها زمانی مثبت در نظر گرفته می‌شود که دارای منحنی سیگموییدی و فاز لگاریتمی باشد و تنها در این حالت CT معتبر بوده و قابل استناد و تفسیر می‌باشد. در غیاب منحنی سیگموییدی، نمونه منفی محسوب می‌شود و آن CT (در صورت وجود) فاقد ارزش می‌باشد.



شکل ۳. منحنی استانداردهای mbcr در کانال FAM دستگاه StepOne



شکل ۳. منحنی استاندارد های ABL در کانال VIC دستگاه StepOne

نتایج را با توجه به نکات زیر تفسیر کنید:

- در صورتی که نمونه در کانال mbcr/FAM مثبت و دارای منحنی سیگموییدی و CT بین ۲۰ تا ۴۰ باشد، و در کانال ABL/VIC نیز مثبت و دارای منحنی سیگموییدی و CT بین ۲۰ تا ۳۰ باشد، نمونه **مثبت** می باشد.
- در صورتی که یک نمونه در کانال mbcr/FAM منفی بوده ولی در کانال ABL/VIC مثبت و دارای منحنی سیگموییدی و CT بین ۲۰ تا ۲۷ باشد، نمونه **منفی** در نظر گرفته می شود.
- در صورتی که یک نمونه در هر دو کانال mbcr/FAM و ABL/VIC منفی باشد، نتیجه **نامعتبر** بوده و آزمایش باید **تکرار** شود. استخراج نامناسب نمونه یا نحوه نادرست انجام آزمایش می تواند دلیل چنین نتایجی باشد.

- در صورتی که یک نمونه در کانال mbcr/FAM منفی بوده ولی در کانال ABL/VIC مثبت و دارای منحنی سیگموئید با CT بالاتر از 27 باشد، نتیجه نامعتبر بوده و آزمایش باید تکرار شود. غلظت پایین RNA می‌تواند دلیل این مشکل باشد.

توجه! تمام نمونه های بیماران در کانال VIC و برای ABL باید دارای منحنی سیگموئیدی و CT بین ۲۰ تا ۲۷ باشند. از جمله دلایلی که می‌تواند به CT بالاتر از ۲۷ منجر شود استخراج RNA از تعداد کم گلبول های سفید (کمتر از صدهزار) و یا استفاده از total RNA به میزان کمتر از ۱۰۰ نانوگرم برای تهیه cDNA می باشد. CT بالاتر از ۲۷ برای ABL باعث کاهش حساسیت تست شده و باعث نتایج منفی کاذب می‌شود.

## ۲۲. محاسبه %BCR-ABL

برای ارزیابی پاسخ درمانی هر بیمار تحت درمان باید میزان %BCR-ABL بیمار را محاسبه کنید. مبنای این محاسبه روش NCN می‌باشد (Beillard E. 2003, Leukemia 17:2474). در این روش نسبت میزان بیان BCR-ABL با میزان بیان ABL نرمال شده و درصد آن محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر تیترا BCR-ABL را به تیترا ABL تقسیم کرده و در ۱۰۰ ضرب کنید.

$$\text{BCR-ABL}\% = \frac{\text{BCR-ABL (titre)}}{\text{ABL (titre)}} \times 100$$

## ۲۳. حساسیت

حساسیت این کیت با استفاده از رقت های متوالی نمونه مثبت در نمونه منفی تعیین شده است. نتایج با روش پروبیت (Probit analysis) با اطمینان ۹۵٪ بررسی شده و میزان حساسیت کیت معادل ۷ کپی در میکرولیتر برای BCR-

ABL محاسبه گردید. برای دستیابی به این میزان حساسیت نمونه cDNA باید حاوی پنج هزار نسخه از mRNA ژن ABL در هر میکرولیتر باشد.

## ۲۴. روش امحاء

محتویات کیت فاقد خطرات بیولوژیک یا شیمیایی بوده و می‌توان آنها را مستقیماً به سطل زباله انتقال داد. اما نمونه های عفونی آزمایشگاه را در محلول هیپوکلریت سدیم ۵٪ به مدت حداقل یک شبانه روز قرار دهید و سپس آنها را به سطل زباله منتقل کنید.

## ۲۵. پشتیبانی فنی

برای ارتباط با بخش پشتیبانی فنی می‌توانید با شماره تلفن یا آدرس ایمیل زیر تماس حاصل فرمایید:

۰۹۹۳۶۲۲۳۲۴۱

Info@novingene.com

## ۲۶. اطلاعات تماس

### شرکت نوین ژن پارس ویرا

آدرس: تهران، خیابان ایرانشهر، پلاک ۵. کد پستی: ۱۵۸۱۶۳۳۳۳۶  
تلفن تماس:

۰۲۱-۸۸۸۳۷۳۹۳

۰۹۹۰۱۸۱۳۱۲۴

ایمیل: info@novingene.com

وبسایت: www.novingene.com

## ۲۷. منابع

- Hochhaus, A., Baccarani, M., Silver, R.T., Schiffer, C., Apperley, J.F., Cervantes, F., Clark, R.E., Cortes, J.E., Deininger, M.W., Guilhot, F., Hjorth-Hansen, H., Hughes, T.P., Lipton, J.H., Mahon, F.X., Mayer, J. and Nicolini, F., 2020. European LeukemiaNet 2020 recommendations for treating chronic myeloid leukemia. *Leukemia*, 34.
- Mackay, Ian M. "Real-time PCR in the microbiology laboratory.", 2003. "Clinical microbiology and infection 10, no. 3: 190-212.
- Score, J., Calasanz, M.J., Ottman, O., Pane, F., Yeh, R.F., Sobrinho-Simões, M.A., Kreil, S., Ward, D., Hidalgo-Curtis, C., Melo, J.V. and Wiemels, J., 2010. Analysis of genomic breakpoints in p190 and p210 BCR-ABL indicate distinct mechanisms of formation. *Leukemia*, 24(10), pp.1742-1750.
- Witt, M., Malgorzata Dawidowska and Szczepanski, T., 2012. Molecular Aspects of Hematologic Malignancies. Springer Science & Business Media.

## ۲۸. توضیحات برچسب

دستورالعمل برای استفاده را بررسی نمایید		تولید کننده		جهت مصارف پژوهشی	RUO
تاریخ انقضاء		تعداد <n> آزمون کافی		کدبهر (شماره بچ)	LOT
محدوده دمایی		شماره سریال	SN	شماره کاتالوگ	REF

برای دریافت اطلاعات و منابع بیشتر، به وبسایت ما به نشانی [www.novingene.com](http://www.novingene.com) مراجعه فرمایید یا با پشتیبانی تماس بگیرید.

# **mcr 190 RQ**

## **Kit Manual**

Autumn 2025, Version 4.0

For Real-Time PCR Detection and Quantitation of  
BCR-ABL Transcripts (p190)  
For Research Use Only

 24 (Cat# MBCR190RQ24)

 48 (Cat# MBCR190RQ48)

 96 (Cat# MBCR190RQ96)


 NG-WI-ASL-12-400

**RUO**



**NovinGene ParsVira**

No. 5, Iranshahr St, Tehran, Iran 1581633336.



# Table of Contents

1. Introduction .....	3
2. Intended Use .....	3
3. Background Information .....	3
4. Test Principle .....	4
5. Kit Contents .....	4
6. Packaging models .....	4
7. Storage and Stability.....	5
8. Product Use Limitations .....	5
9. Additionally Required Materials.....	5
10. General Precautions .....	6
11. Specimen, storage and transport.....	6
12. Interfering Substances .....	7
13. RNA isolation .....	7
14. cDNA synthesis .....	7
15. PCR Protocol .....	7
16. Devices and software.....	8
17. Programming Rotor-Gene.....	8
18. Programming StepOne .....	10
19. Programming Other Machines .....	10



20. Data Analysis: Rotor-Gene .....	10
21. Data Analysis: StepOne .....	13
22. BCR-ABL% calculation .....	15
23. Analytical Sensitivity .....	16
24. Disposal Method .....	16
25. Technical Support.....	16
26. Contact Information.....	16
27. References .....	17
28. Symbols .....	17

## 1. Introduction

mbcr 190 RQ kit provides a ready-to-use Real-Time polymerase chain reaction (PCR) test designed for detecting and quantifying BCR-ABL (p190) Transcripts. All required reagents are included in the PCR Mix provided in the kit. The kit also contains ABL Mix for the detection of *ABL* gene transcripts to prevent false negative results due to failure in extraction.

This kit is intended for Research Use Only!

**Important Note:** *This kit doesn't provide reagents for RNA extraction or cDNA synthesis!*

## 2. Intended Use

mbcr 190 RQ kit is intended for the detection and quantitation of BCR-ABL (p190) transcripts (p190, e1a2 break point only) in peripheral blood and BCR-ABL% calculation in patients. This kit is designed for use with Rotor-Gene, StepOne and MIC machines.

## 3. Background Information

Philadelphia chromosome is an abnormality resulted from 9;22 translocation. Consequently, *ABL* proto-oncogene on chromosome 9 is fused with *BCR* gene on chromosome 22. This fusion produces BCR-ABL protein, mostly 210kDa (b2a2 or b3a2) or 190kDa (e1a2), with constitutively active tyrosine kinase activity promoting cell proliferation and inhibition of apoptosis. The fusion gene transcript is detectable in about 95% of CML patients and some cases of ALL. Also, serial monitoring of patients for identifying and measuring BCR-ABL transcripts provides more precise assessment of response to specific therapies and prediction of those in higher risk of disease progression.

#### 4. Test Principle

The target is detected using PCR, where primers specific to the target genome amplify its unique sequence. Real-Time PCR facilitates the detection of the amplified product through fluorescent-labeled probes. Therefore, monitoring fluorescence provides a means for detecting the target without requiring post-amplification analysis. This eliminates the possibility of PCR product contamination.

#### 5. Kit Contents

The kit contains a manual, a flash card and the following reagents:

Label	Content	Quantity
mbcr 190 Mix*	Mix for BCR-ABL	480 $\mu$ l
ABL Mix*	Mix for ABL	480 $\mu$ l
m1	mbcr Standard 1: 100,000 copies/ $\mu$ l	150 $\mu$ l
m2	mbcr Standard 2: 10,000 copies / $\mu$ l	150 $\mu$ l
m3	mbcr Standard 3: 1,000 copies/ $\mu$ l	150 $\mu$ l
m4	mbcr Standard 4: 100 copies/ $\mu$ l	150 $\mu$ l
m5	mbcr Standard 5: 10 copies/ $\mu$ l	150 $\mu$ l
A1	ABL Standard 1: 100,000 copies/ $\mu$ l	150 $\mu$ l
A2	ABL Standard 2: 10,000 copies/ $\mu$ l	150 $\mu$ l
A3	ABL Standard 3: 1,000 copies/ $\mu$ l	150 $\mu$ l
A4	ABL Standard 4: 100 copies/ $\mu$ l	150 $\mu$ l
Water	PCR Grade Water	200 $\mu$ l

\* 1, 2 and 4 tubes for 24, 48 and 96 reaction kits.

#### 6. Packaging models

The kit is available in 24, 48, and 96 reactions of 25 microliters.

## 7. Storage and Stability

The kit components should be shipped and stored at -20°C and are stable until the expiration date mentioned. Avoid repeated freeze-thaw more than three times to prevent reduced sensitivity.

## 8. Product Use Limitations

- This kit is intended to be used only by specially instructed and trained personnel.
- The user manual should be strictly followed, and any modification will invalidate the results.
- The kit and its contents should not be used past the expiration date on the package.
- The kit and its contents should not be used if there is any sign of pink or red color on the Warm Mark label.
- This kit is for Research use only and is not validated for IVD (in vitro diagnostics) applications.

## 9. Additionally Required Materials

To use this kit, you need the following items:

- Real-Time PCR machine and accessory computer
- Tabletop microtube centrifuge
- Vortex Mixer
- Dry Block Heater
- Adjustable pipettors and nuclease free filtered tips
- RNA extraction kit
- cDNA synthesis kit
- Nuclease-free 1.5ml microtubes and PCR microtubes
- Disposable powder-free gloves
- Cold block

## 10. General Precautions

To prevent false results, always pay attention to the following points:

- Treat all samples as potentially infectious.
- Take utmost care to avoid RNase contamination during RNA extraction and cDNA synthesis.
- Within the pre-PCR work area, assign three separate spaces for: a) Sample storage and extraction, b) Reagent preparation where the master-mix is aliquoted into tubes, and c) Reaction preparation area for addition of templates to the tubes.
- Always wipe the working surfaces with 70% Ethanol before and after work.
- Thaw kit components on ice completely, mix by flickering followed by a quick spin and store on crushed ice after.
- Always keep PCR Mix tube at -20°C. Take it out just before use and return it to freezer immediately after.
- Do not place PCR tubes on crushed ice. Use cold blocks instead.

## 11. Specimen, storage and transport

Peripheral blood should be collected in sterile condition in proper and sterile tubes. We recommend EDTA or Citrate as anticoagulant. Whole blood should be shipped and stored at +4°C (stable for 48 hrs).

RNA can directly be extracted from whole blood. Alternately to increase sensitivity buffy coat can be used. For optimum results, a sample should include 5 to 10 million WBC per 150µl.

Whole blood or buffy coat can be stored at +4°C for three days. Otherwise, should be aliquoted and stored at -70°C which is stable for a few months.

## 12. Interfering Substances

Heparin (more than 10 IU/ml) affects the PCR. Blood collected in heparin containing tubes and samples of heparinized patients must not be used.

Elevated levels of bilirubin ( $\leq 4.5$  mg/dl) and lipids ( $\leq 1000$  mg/dl) and hemolytic samples do not influence the extraction and PCR.

## 13. RNA isolation

RNA isolation can be performed using different kits from various manufacturers. We recommend using:

- TriPure isolation Reagent (Cat. no. 1667157, Roche Applied Science, and Mannheim, Germany).
- TRIzol isolation reagent (Cat. no. 15596026, Invitrogene/Thermo Fisher, USA)
- Isol-RNA isolation reagent (Cat. no. 2302700, 5 prime/Thermo Fisher, Germany)
- Accuzol isolation reagent (Cat. no. K-3090, Bioneer, Korea)

## 14. cDNA synthesis

1 $\mu$ g of total RNA is required and should be reverse transcribed to cDNA. Different kits are available on the market for this purpose. Dilute prepared cDNA 2.5x with nuclease free water. For example, to 20 $\mu$ l of cDNA add 30 $\mu$ l of nuclease free water.

## 15. PCR Protocol

Thaw the reagents on ice completely, followed by brief mixing and a quick spin.

Each sample should be examined for both BCR-ABL fusion (p190) gene and for ABL control gene in two separate sets of reactions. In BCR-ABL set consider 1 tube for each sample as

well as 6 tubes for the 5 standards (m1 to m5) and Negative control or NTC. In ABL set consider 1 tube for each sample and 5 tubes for the 4 standards (A1 to A4) and Negative control or NTC. Place required number of tubes on cold block.

**Pipette 20µl of mbcr 190 Mix to the first series of tubes and 20µl of ABL Mix to each tube of the second group. Continue by adding 5µl of cDNA or standard or control to each tube.**

Cap the tubes and visually inspect to ensure all are capped securely. Place the tubes in the machine.

*Note: Working with StepOne instrument, spin tubes briefly before loading on the block.*

*Note: If using Rotor-Gene attach the locking ring.*

## 16. Devices and software

mbcr 190 RQ kit is designed to work with Rotor-Gene, StepOne and MIC.


## 17. Programming Rotor-Gene

*Before you start the machine, make sure you have attached the locking ring on the rotor!*

Open the p190 template file for Rotor-Gene (provided in the flash card, or accessible by kit QR code); mbcr 0.1 is for strip tubes and mbcr 0.2 is for 0.2ml tubes. Program starts.

Note: For Gain Optimisation, in the View menu select the Gain Optimisation. Adjust the setting according to the following image.

Select a tube number containing p190 Mix for the Green channel and tube with ABL Mix for the Yellow channel.



Click on the Start button (Green button on the top menu). On the pop-up window click Start again and save the file to start the machine.

Edit sample names on both mbcr and ABL pages. Remember that tubes containing mbcr mix should only be named in mbcr page and tubes containing ABL Mix should only be named in ABL page.

Make sure in the "Type" column, all the standards have been defined as "standard" and the relative concentrations have been



entered. Patient samples should be defined as "unknown" and no template control as "NTC" respectively.

## 18. Programming StepOne

Open the StepOne software (V 2.\*). On the Set-Up menu, click Template (provided in the flash card, or accessible by kit QR code).

Click on Plate Setup. One negative control, five standards for mbr, four standards for ABL and a few samples are defined. You may change plate Setup using right-click options (copy, past, clear). You may also add or remove samples on "Define Targets and Samples" menu. When finished, click on the Start Run and save the experiment to the desired location. Instrument will start shortly.

## 19. Programming Other Machines

If you apply this kit to other Real-Time PCR machines, program it according to the following table:

Step	Temperature and time	Cycles
1	<b>95°C x 3 min</b>	1
2	<b>95°C x 15 sec</b>	45
	<b>60°C x 60 sec</b>	

Fluorescence should be collected at 60°C for FAM and VIC dyes. Both mbr Mix and ABL Mix contain ROX with a final concentration of 300nM in reaction.

## 20. Data Analysis: Rotor-Gene


Before analyzing results, make sure in the sample menu, all the standards have been defined as "standard" and the relative concentrations have been entered. Patient samples should be

defined as "unknown" and Negative control or no template control as "Negative Control" or "NTC" respectively.


Analyze data according to Rotor-Gene manual. Perform quantitative analysis for both the **mbcr (the Green channel)** and the **ABL (the Yellow channel)**. Briefly, click on Analysis menu and then under the Quantitation tab double click on cycling A. Green.

Close the pop-up window and manually set threshold at 0.05. Repeat above for the Yellow channel and set the threshold on 0.05. Figures 1 and 2 represent typical graphs for the Rotor-Gene machine.

**Note that a sample is considered Positive only if it has a sigmoid graph and log phase, and only then CT is reliable and can be used. In the absence of a sigmoid graph and log phase, the sample is considered Negative, and CT, if present, is not reliable.**



**Fig 1.** Typical mbcr graph in Green channel for Rotor-Gene



**Fig 2.** Typical ABL graph in Green channel for Rotor-Gene

Consider the following points when analyzing:


- A sample is **Positive** if it is positive in both the Green/mbcr and the Yellow/ABL channels with sigmoid graphs and CT of 20-40 for Green and 20-30 for the Yellow.
- A sample is **Negative** if it is negative in the Green/mbcr channel while it is positive in the Yellow/ABL channel with a sigmoid graph and CT of 20-27.
- Results are **inconclusive** and the test should be repeated if a sample is negative in both the Green/mbcr and the Yellow/ABL channels. Improper extraction or test Setup could cause that.
- Results are **inconclusive** and the test should be repeated if a sample is negative in the Green/mbcr channel while it is positive in Yellow/ABL channel with sigmoid graph and CT of above 27. Improper extraction or low RNA input could cause that.

*Note: All patient samples should be positive in the Yellow/ABL channel with a sigmoid graph and CT of 27 or less. ABL CT greater than 27 usually happens if not enough cells have been extracted or less than 100ug RNA has been used. CTs higher than 27 reduce the sensitivity of the test and may result in **false negative** reports.*


## 21. Data Analysis: StepOne

Analyze data according to StepOne manual. Briefly, click on Analyze and set the threshold for both the **mbcr/FAM** and the **ABL/VIC** on 0.1.

Figures 3 and 4 represent typical graphs for the StepOne machine.



**Fig 3.** Typical mbcr graph in FAM channel for StepOne



**Fig 4.** Typical ABL graph in VIC channel for StepOne

**Note that a sample is considered Positive only if it has a sigmoid graph and log phase, and only then CT is reliable and can be used. In the absence of a sigmoid graph and log phase, the sample is considered Negative, and CT, if present, is not reliable.**

Consider the following points when analyzing:

- A sample is **Positive** if it is positive in both the FAM/mbcr and the VIC/ABL channels with sigmoid graphs and CT of 20-40 for FAM and 20-30 for the VIC.
- A sample is **Negative** if it is negative in the FAM/mbcr channel while it is positive in the VIC/ABL channel with a sigmoid graph and CT of 20-27.
- Results are **Inconclusive** and the test should be repeated if a sample is negative in both the FAM/mbcr and VIC/ABL channels. Improper extraction or test set up could cause that.
- Results are **Inconclusive** and the test should be repeated if a sample is negative in the FAM/mbcr channel while it is positive in VIC/ABL channel with sigmoid graph and CT of above 27. Improper extraction or low RNA input could cause that.

*Note: All patient samples should be positive in the VIC/ABL channel with a sigmoid graph and CT of 27 or less. ABL CT greater than 27 usually happens if not enough cells have been extracted or less than 100ug RNA has been used. CTs higher than 27 reduce the sensitivity of the test and may result in **false negative** reports.*

## 22. BCR-ABL% calculation

To assess the response to therapy, BCR-ABL% value for each patient can be calculated. This kit uses NCN method for this

purpose (Beillard E. 2003, *Leukemia* 17:2474). In this method BCR-ABL% value is the BCR-ABL expression (titer) normalized by the ABL expression (titer) and then multiplied by 100.

$$\text{BCR-ABL\%} = \frac{\text{BCR-ABL (titre)}}{\text{ABL (titre)}} \times 100$$

## 23. Analytical Sensitivity

The analytical detection limit of the kit (LOD) was determined as 7 copies/ul of BCR-ABL or 0.14% in the context of 5,000 copies/ul of ABL mRNA. This means that when a cDNA contains about 5,000 copies/ul of ABL transcripts, there is 95% probability that a sample of 0.14% positive will be detected.

## 24. Disposal Method

The contents of the kit do not require any special treatment before disposal and can be directly discarded. Infectious specimens should be maintained in 5% Sodium Hypochlorite overnight and then discarded.

## 25. Technical Support

For technical support, contact us via

Phone: +98 993-6223241

Email: [info@novingene.com](mailto:info@novingene.com)

## 26. Contact Information

**NovinGene ParsVira**

Address: No. 5, Iranshahr St, Tehran, Iran 1581633336.

Tel: +98 21-88837393






+98 990 -1813124

Website: [www.novingene.com](http://www.novingene.com)

## 27. References

- Hochhaus, A., Baccarani, M., Silver, R.T., Schiffer, C., Apperley, J.F., Cervantes, F., Clark, R.E., Cortes, J.E., Deininger, M.W., Guilhot, F., Hjorth-Hansen, H., Hughes, T.P., Lipton, J.H., Mahon, F.X., Mayer, J. and Nicolini, F., 2020. European LeukemiaNet 2020 recommendations for treating chronic myeloid leukemia. *Leukemia*, 34.
- Mackay, Ian M. "Real-time PCR in the microbiology laboratory." *Clinical microbiology and infection* 10, no. 3 2004: 190-212.
- Score, J., Calasanz, M.J., Ottman, O., Pane, F., Yeh, R.F., Sobrinho-Simões, M.A., Kreil, S., 2010. Analysis of genomic breakpoints in p190 and p210 BCR–ABL indicate distinct mechanisms of formation. *Leukemia*, 24(10), pp.1742-1750.
- Witt, M., Malgorzata Dawidowska and Szczepanski, T., 2012. *Molecular Aspects of Hematologic Malignancies*. Springer Science & Business Media.

## 28. Symbols

<b>RUO</b> Research use only	 Manufacturer	 Consult instructions for use
<b>LOT</b> Lot number	 Content sufficient for <n> tests	 Use-by date
<b>REF</b> Catalogue number	<b>SN</b> Serial number	 Temperature limit

**For more information and resources please visit our website; [www.novingene.com](http://www.novingene.com)**





